



Philips Minicells
Батерия

1,4 V
Цинк-въздух

ZA13BX30



Висококачествена цинково-въздушна технология за слухови апарати

Осигурява дълготрайна работоспособност на персоналните слухови средства

Върхова ефективност

- Надеждни за дълготрайна работа
- Цинково-въздушната технология е предназначена за слухови апарати
- Батериите се запазват свежи за употреба до 3 години

Лесна употреба

- Цветовете правят разпознаването на размерите на батериите по-лесно
- Барабанът улеснява изваждането на батерията

PHILIPS

Батерия
1,4 V Цинк-въздух

Спецификации

Захранване

- Тип батерия: За слухови апарати / цинк-въздух
- Напрежение на батерията: 1,4 V

Екологични спецификации

- Тежки метали: Без кадмий, Без олово
- Материал на опаковката: Картон, PET
- Тип опаковка: Кутия за подаръци, PET блистер

Технически данни

- Срок на годност: 3 години

Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 28 x 21,5 x 18 см
- Нето тегло: 2,2 кг

- Бруто тегло: 3,25 кг
- Тегло на опаковката: 1,05 кг
- GTIN: 1 48 95229 12224 3
- Брой потребителски опаковки: 50

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 5 x 9,6 x 2,8 см
- Нето тегло: 0,044 кг
- Бруто тегло: 0,055 кг
- Тегло на опаковката: 0,011 кг
- EAN: 48 95229 12224 6
- Начин на поставяне: И двете
- Брой включени продукти: 30
- Тип опаковка: Кутия

ZA13BX30/00

Акценти

Надеждна работа

При производството е използвана отлична технология за гарантиране на надеждна и дълготрайна работа.

Цинково-въздушна технология

Цинково-въздушна технология за захранване на вашия слухов апарат.

Лесен цветен код

С цел разпознаването на размерите на батериите да е по-лесно, ние използваме цветен код за размера съгласно отрасловите стандарти.

Удобен въртящ се барабан

При тази система за опаковане се използва въртящо се колело, което силно улеснява изваждането на батерията.



Дата на издаване
2022-09-27

Версия: 4.1.4

12 NC: 8670 001 77063
EAN: 48 95229 12224 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com