



Philips Minicells  
电池

1.4 伏  
锌空气

ZA675B6A

# 顶级锌空气技术助听器

为个人助听器提供持久性能

## 易于使用

- 不同的颜色让电池规格更易于识别
- 分配器方便取出电池

## 顶级的性能

- 可靠的长性能
- 锌空气技术专为助听器而设计
- 电池可在长达 3 年的保存期内正常使用

# PHILIPS

电池  
1.4 伏 锌空气

# 规格

## 环保规格

- 重金属：无镉，无铅
- 包装材料：卡通箱，PET
- 包装类型：PET 泡形罩

## 外箱

- 长度：23 厘米
- 用户包装数量：200
- 宽度：22 厘米
- 总重：3.3 千克
- 高度：13 厘米
- GTIN: 1 48 95229 12560 2
- 净重：2.1600 千克
- 自重：1.1400 千克

## 功率

- 电池容量：高达 630 毫安时
- 电池类型：助听器 / 锌空气
- 电池电压：1.4 伏

## 包装尺寸

- 高度：9.4 厘米
- 宽度：4.77 厘米
- 厚度：0.7 厘米
- 随附产品数量：6
- EAN: 48 95229 12560 5
- 总重：0.0145 千克
- 净重：0.0108 千克
- 自重：0.0037 千克

## 产品尺寸

- 高度：0.54 厘米
- 宽度：1.16 厘米
- 厚度：1.16 厘米

## 技术规格

- 保存期限：3 年

ZA675B6A/59

# 产品亮点

## 性能可靠

制造所运用的卓越技术可确保性能长效可靠

## 锌空气技术

锌空气技术可为助听器提供电力。

## 易于彩色编码

为了更简单地辨识最常见的电池规格，我们可根据行业标准对电池规格使用彩色编码。

## 简易旋转式分配器

本包装系统使用了旋转轮，方便取出电池。



发行日期 2025-06-17

版本：1.1.2

EAN: 48 95229 12560 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)