




Philips Minicells
Batéria

1,4 V
Zinkovo-oxidová

ZA10BX30



Prvotriedna zinkovo-oxidová technológia pre načúvacie prístroje

Zabezpečuje dlhodobý výkon v profesionálnych načúvacích prístrojoch

Špičkový výkon

- Osvedčené pre dlhodobý výkon
- Zinkovo-oxidová technológia je ideálna pre načúvacie prístroje
- Batéria si udrží kapacitu do 3 rokov

Jednoduché používanie

- Farby zjednodušujú rozpoznávanie veľkostí batérií
- Výdajné zariadenie zjednodušuje vyberanie batérie

PHILIPS

Technické údaje

Príkon

- Typ batérie: Načúvací prístroj/zinkovo-oxidová
- Napätie batérie: 1,4 V

"Green" špecifikácie

- Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Pb (olova)
- Baliači materiál: Lepenka, PET
- Typ balenia: Bublínový PET

Technické špecifikácie

- Životnosť priechinku: 3 roky

Vonkajší kartón

- GTIN: 1 48 95229 12222 9
- Počet používateľských balení: 50
- Hmotnosť brutto: 4,630 lb
- Hmotnosť brutto: 2,1 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 11,0 x 8,5 x 7,1 palec
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 28 x 21,5 x 18 cm
- Hmotnosť netto: 0,4200 kg
- Hmotnosť netto: 0,926 lb
- Hmotnosť obalu: 3,704 lb
- Hmotnosť obalu: 1,6800 kg

Rozmery balenia

- EAN: 48 95229 12222 2
- Počet zabalených kusov výrobkov: 6
- Rozmery balenia (Š x V x H): 2,0 x 3,8 x 1,1 palec
- Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 9,6 x 2,8 cm
- Hmotnosť brutto: 0 079 lb
- Hmotnosť brutto: 0,036 kg
- Hmotnosť netto: 0,019 lb
- Hmotnosť netto: 0,0084 kg
- Typ balenia: Balenie blister
- Hmotnosť obalu: 0,060 lb
- Hmotnosť obalu: 0,0276 kg
- Typ policového umiestnenia: Obidve

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H):
0 58 x 2,4 x 2,04 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H):
0,2 x 0,9 x 0,8 palec
- Hmotnosť: 0,004 lb
- Hmotnosť: 0,00168 kg

Hlavné prvky

Spôľahlivý výkon

Pri výrobe sa používa vynikajúca technológia, ktorá garantuje spoľahlivý a dlhodobý výkon.

Zinkovo-oxidová technológia

Zinkovo-oxidová technológia pre napájanie načúvacích prístrojov.

Jednoduché farebné kódovanie

Aby sme zjednodušili rozpoznávanie najbežnejších veľkostí batérií, použijeme farebné kódovanie pre veľkosti batérií podľa priemyselných noriem.

Jednoduché otočné výdajné zariadenie

V tomto baliacom systéme sa používa otočné koliesko, ktoré veľmi zjednodušuje vyberanie batérie.



Dátum vydania
2022-06-24

Verzia: 2.1.3

12 NC: 8670 001 77061
EAN: 48 95229 12222 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com