



Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Kelebihan Utama

Kinerja andal

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Teknologi Zinc-air

Teknologi Zinc-air untuk daya pada alat bantu dengar Anda.

Kode warna yang mudah

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Dispenser berputar yang mudah

Pada sistem kemasan ini digunakan sistem roda putar yang membuat baterai mudah dikeluarkan.

Spesifikasi

Spesifikasi Ramah Lingkungan

Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb
Bahan kemasan: Kardus, PET
Jenis kemasan: PET blister

Kardus Luar

Panjang: 28 cm
Jumlah kemasan konsumen: 50
Panjang: 11.0 inci
Lebar: 21.5 cm
Berat kotor: 2.1 kg
Panjang: 18 cm
GTIN: 1 48 95229 12222 9
Lebar: 8.5 inci
Panjang: 7.1 inci
Berat bersih: 0.4200 kg
Berat kotor: 4.630 lb
Berat bersih: 0.926 lb
Berat tara: 1.6800 kg
Berat tara: 3.704 lb

Daya

Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air
Voltase baterai: 1.4 volt

Dimensi kemasan

Panjang: 9.6 cm
Jenis kemasan: Baja semen
Jenis penempatan di rak: Keduanya
Lebar: 5 cm
Tinggi: 2.8 cm
Panjang: 3.8 inci
Jumlah produk yang disertakan: 6
EAN: 48 95229 12222 2
Lebar: 2.0 inci
Berat kotor: 0.036 kg
Tinggi: 1.1 inci
Berat bersih: 0.0084 kg
Berat kotor: 0.079 lb
Berat bersih: 0.019 lb
Berat tara: 0.0276 kg
Berat tara: 0.060 lb

Dimensi produk

Panjang: 2.4 cm
Lebar: 0.58 cm
Tinggi: 2.04 cm
Lebar: 0.2 inci
Tinggi: 0.9 inci
Lebar: 0.8 inci
Berat: 0.00168 kg
Berat: 0.004 lb

Spesifikasi teknis

Daya simpan: 3 tahun

