



Philips Minicells
Batterij

1,4 V
Zink-lucht

ZA13BX30



Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten

Geeft professionele gehoorapparaten langdurige energie

Topprestaties

- Betrouwbaar voor langdurige prestaties
- Zink-lucht technologie is ontworpen voor gehoorapparaten
- De batterij blijft maximaal 3 jaar goed voor gebruik

Gebruiksgemak

- Kleuren maken de herkenning van batterijformaten eenvoudiger
- Met de dispenser kunnen cellen eenvoudig worden verwijderd

PHILIPS

Specificaties

Vermogen

- Batterijtype: Gehoorapparaat/zink-lucht
- Batterijvoltage: 1,4 volt

Ecologische specificaties

- Zware metalen: Cadmiumvrij, Loodvrij
- Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
- Verpakkingstype: Geschenkverpakking, PET-bliester

Technische specificaties

- Houdbaarheid: 3 jaar

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 28 x 21,5 x 18 cm
- Nettogewicht: 2,2 kg

- Brutogewicht: 3,25 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,05 kg
- GTIN: 1 48 95229 12224 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 50

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 5 x 9,6 x 2,8 cm
- Nettogewicht: 0,044 kg
- Brutogewicht: 0,055 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,011 kg
- EAN: 48 95229 12224 6
- Type schap: Beide
- Aantal producten: 30
- Verpakkingstype: Doos

Kenmerken

Betrouwbare prestaties

Tijdens de productie wordt een uitstekende technologie gebruikt om betrouwbare en langdurige prestaties te garanderen.

Zink-lucht technologie

Zink-lucht technologie voorziet uw gehoorapparaat van stroom.

Eenvoudige kleurcodering

We gebruiken een kleurcodering voor batterijformaten volgens industrienormen om de herkenning van de meest gebruikte batterijformaten eenvoudiger te maken.

Eenvoudige roterende dispenser

In dit systeem wordt een roterend wiel gebruikt om cellen eenvoudig te verwijderen.

