


飞利浦 Minicells  
电池

锌空气

ZA13BX60



# 顶级锌空气技术助听器

为个人助听器提供持久性能

## 顶级的性能

- 可靠的长效性能
- 锌空气技术专为助听器而设计
- 电池可在长达 3 年的保存期内正常使用

## 易于使用

- 不同的颜色让电池规格更易于识别
- 分配器方便取出电池

**PHILIPS**

# 规格

## 功率

- 电池类型: 助听器 / 锌空气
- 电池电压: 1.4 伏

## 环保规格

- 重金属: 无镉, 无铅
- 包装材料: 卡通箱, PET
- 包装类型: PET 泡形罩

## 技术规格

- 保存期限: 3 年

## 外箱

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- 用户包装数量: 60

## 包装尺寸

- EAN: 48 95229 12225 3
- 随附产品数量: 6

# 产品亮点

## 性能可靠

制造所运用的卓越技术可确保性能长效可靠

## 锌空气技术

锌空气技术可为助听器提供电力。

## 易于彩色编码

为了更简单地辨识最常见的电池规格, 我们可根据行业标准对电池规格使用彩色编码。

## 简易旋转式分配器

本包装系统使用了旋转轮, 方便取出电池。



发行日期 2022-05-16

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064  
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)