



Tecnologia zinco-ar da melhor qualidade para aparelhos auditivos

Oferece um desempenho de longa duração em aparelhos auditivos pessoais

Fácil de utilizar

- As cores tornam o reconhecimento dos tamanhos das pilhas mais fácil
- O distribuidor facilita a remoção de pilhas

Excelente desempenho

- Fiável para desempenho a longo prazo
- A tecnologia zinco-ar foi concebida para aparelhos auditivos
- A pilha permanece em boas condições de utilização até máximo de 3 anos

Destaques

Desempenho com fiabilidade

Durante o processo de fabrico, é utilizada a melhor tecnologia para garantir um desempenho fiável e a longo prazo.

Tecnologia zinco-ar

Tecnologia zinco-ar para alimentar o seu aparelho auditivo.

Código de cores fácil

Para tornar o reconhecimento dos tamanhos mais comuns de pilhas mais fácil, são utilizados códigos de cores para os tamanhos das pilhas, de acordo com as normas da indústria.

Distribuidor rotativo fácil

Nesta embalagem é utilizada uma roda rotativa que facilita a remoção de pilhas.

Especificações

Especificações ecológicas

Metais pesados: Sem cádmio, Sem chumbo
Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, PET

Tipo de embalagem: Blister PET

Embalagem exterior

Comprimento: 28 cm
Número de embalagens para o consumidor: 50
Comprimento: 11.0 polegada
Largura: 21.5 cm
Peso bruto: 2.1 kg
Comprimento: 18 cm
GTIN: 1 48 95229 12222 9
Largura: 8.5 polegada
Comprimento: 7.1 polegada
Peso líquido: 0.4200 kg
Peso bruto: 4.630 lb
Peso líquido: 0.926 lb
Tara: 1.6800 kg
Tara: 3.704 lb

Alimentação elétrica

Tipo de pilha: Aparelho auditivo / Zinco-ar
Voltagem da pilha: 1.4 V

Dimensões da embalagem

Comprimento: 9.6 cm
Tipo de embalagem: Blister
Tipo de disposição na prateleira: Ambos
Largura: 5 cm
Profundidade: 2.8 cm
Comprimento: 3.8 polegada
Número de produtos incluídos: 6
EAN: 48 95229 12222 2
Largura: 2.0 polegada
Peso bruto: 0.036 kg
Profundidade: 1.1 polegada
Peso líquido: 0.0084 kg
Peso bruto: 0.079 lb
Peso líquido: 0.019 lb
Tara: 0.0276 kg
Tara: 0.060 lb

Dimensões do produto

Comprimento: 2.4 cm
Largura: 0.58 cm
Profundidade: 2.04 cm
Largura: 0.2 polegada
Comprimento: 0.9 polegada
Profundidade: 0.8 polegada
Peso: 0.00168 kg
Peso: 0.004 lb

Especificações técnicas

Vida útil na embalagem: 3 anos

