


PHILIPS

Akku

Minicells

Zink-Luft

ZA10B6A



Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

Für langandauernde Leistungen Ihrer Hörhilfen

Einfache Bedienung

- Farben für einfache Batteriegrößenerkennung
- Über den Halter ist das Entnehmen der Zelle einfach

Erstklassige Leistung

- Zuverlässige Langzeitleistung
- Zink-Luft-Technologie speziell für Hörhilfen
- Die Batterien bleiben mindestens 3 Jahre einsatzbereit

Besonderheiten

Zuverlässige Leistung

Beim Herstellungsprozess kommt hochwertige Technologie zum Einsatz. So wird die Leistung zuverlässig und dauerhaft gewährleistet.

Zink-Luft-Technologie

Zink-Luft-Technologie für optimale Stromversorgung Ihrer Hörhilfe.

Einfache Farbkodierung

Zur leichteren Erkennung der häufigsten Batteriegrößen verwenden wir Farbkodierungen entsprechend dem Industriestandard.

Einfacher Drehhalter

In diesem Verpackungssystem wird ein Drehhalter eingesetzt, der das Entnehmen der Zelle erleichtert.

Haltbarkeit mindestens 3 Jahre

Jede Batterie verliert Energie, wenn sie nicht eingesetzt wird. Wir garantieren, dass die Batterien bis zum Ablauf der Haltbarkeitsdauer mindestens 80 % der ursprünglichen Energie enthalten.

Daten

Umweltspezifikationen

Schwermetalle: Cadmiumfrei, Bleifrei
Verpackungsmaterial: Karton, PET
Verpackungsart: PET-Blister

Außenkarton

Länge: 23.5 cm
Anzahl der Verpackungen: 200
Länge: 9.3 Zoll
Breite: 20.1 cm
Bruttogewicht: 1.49 kg
Höhe: 11.3 cm
GTIN: 1 48 95229 10626 7
Breite: 7.9 Zoll
Höhe: 4.4 Zoll
Nettogewicht: 0.4 kg
Bruttogewicht: 3.285 lb
Nettogewicht: 0.882 lb
Eigengewicht: 1.09 kg
Eigengewicht: 2.403 lb

Leistung

Batterietyp: Hörhilfe/Zink-Luft
Batteriespannung: 1.4 V

Verpackungsmaße

Höhe: 9.4 cm
Verpackungsart: Blister
Regalaufstellung: Hängend
Breite: 4.77 cm
Tiefe: 0.53 cm
Höhe: 3.7 Zoll
Anzahl der enthaltenen Produkte: 6
EAN: 48 95229 10626 0
Breite: 1.9 Zoll
Bruttogewicht: 0.005 kg
Tiefe: 0.2 Zoll
Nettogewicht: 0.002 kg
Bruttogewicht: 0.011 lb
Nettogewicht: 0.004 lb
Eigengewicht: 0.003 kg
Eigengewicht: 0.007 lb

Produktabmessungen

Höhe: 0.58 cm
Breite: 2.04 cm
Tiefe: 2.04 cm
Breite: 0.8 Zoll
Höhe: 0.2 Zoll
Tiefe: 0.8 Zoll
Gewicht: 0.00168 kg
Gewicht: 0.004 lb

Technische Daten

Haltbarkeit: 3 Jahre

