

Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser 3000  
Ağız Duşu

Quad Stream teknolojisi  
Darbeli dalgalar sizi yönlendirir



HX3826/31

## QuadStream teknolojisi diş arası temizliğinde çığır açıyor

Uygulanan alanlarda plağı %99,9'a\* varan oranlarda yok eder

Daha sağlıklı diş etlerine sahip olmak için dişlerinizin arasını kolayca ve derinlemesine temizleyin. Benzersiz Quad Stream uç kısmı, her seferinde daha etkili diş arası temizliği için daha az çabayla daha fazla alanı temizlemenizi sağlar. Böylece ağız duşu ile kolayca dişlerinizi temizleyebilirsiniz.

### Kullanışlı ve rahat

- USB A - Küçük Fiş kablosu ile evrensel hızlı şarj
- Doldurması kolay 250 ml'lik hazne
- Zahmetsiz teknik
- Noktasal temizlik için standart uç

### Daha hızlı ve daha etkili diş ipi kullanımı

- 2 diş arası temizleme modu, 3 yoğunluk
- 60 saniye içinde eksiksiz temizlik
- Pulse Wave teknolojisi sizi her bir diş için yönlendirir
- Daha hızlı ve daha etkili diş arası temizliği için Quad Stream teknolojisi

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Özellikler

### Quad Stream teknolojisi



X şekilli benzersiz Quad Stream başlığı, su akışını 4 ayrı su püskürmesine dönüştürerek dişlerin arasında ve diş eti çizgisi boyunca daha fazla alana ulaşır. İplerle uğraşmadan daha hızlı ve daha derinlemesine bir temizlik elde edin.

### Pulse Wave teknolojisi



Derin Temizlik modunda hassas su darbeleri sürekli olarak uygulanır ve sizi her bir diş için yönlendirir. Böylelikle her seferinde hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar.

### 2 mod, 3 yoğunluk



Gülümsemenize uygun temizliği seçin. Temizlik modu, etkili günlük temizlik için sürekli akış sağlar. Derin Temizlik modu daha derinlemesine bir temizlik için su darbeleri

kullanır. Ayarlanabilir yoğunluk seviyesi rahatlığınıza göre ayarlanabilir.

### 60 saniye içinde eksiksiz temizlik



Cihazı her yönde kullanabilmek için 360 derece dönen başlık ile ulaşılması zor bölgelere erişin. Uygulamanın başından sonuna kadar sadece 60 saniye içerisinde derinlemesine 360° temizlik elde edin.

### USB A - Küçük Fiş kablosu ile hızlı şarj



USB A - Küçük Fiş kablosu ile kolay şarj. Tek bir şarj ile 14 güne kadar temizlik yapabilirsiniz.


### 250 ml'lik hazne



250 ml'lik hazne kapasitesi, önerilen 60 saniyelik temizlik için yeterli miktarda su alır.

Kolayca yeniden doldurmak için tek yapmanız gereken, hazneyi çevirerek çıkarmak ya da kolay dolum için yan doldurma kapağını kullanmaktır.

### Zahmetsiz teknik



Daha etkili diş arası temizliği için sadece doğrultun, düğmesine basın ve temizleyin. Ucu dişlerin arasına ve diş eti çizgisi boyunca doğrultun ve işini yapmasına izin verin!

### Noktasal temizlik için standart uç



Standart tek akışlı uç, ihtiyaç duyduğunuzda noktasal temizlik sağlamak ve yemek artıklarını temizlemek için basıncı artırır.

# Teknik Özellikler

## Güç

- Gerilim: Voltaj ayarlı şarj cihazı

## Servis

- Garanti: 2 yıllık sınırlı garanti

## Kullanım kolaylığı

- Gövde: İnce, ergonomik tasarım
- Başlık aparatı: Kolayca takılıp çıkarılır

## Performans

- Temizleme: Tüm ağız 60-90 saniyede temizler

## Dahil olan ürünler

- F1 Standart başlık: 1

- F3 Quad Stream başlığı: 1
- Seyahat çantası: 1
- USB şarj kablosu: 1
- USB duvar adaptörü: 1
- Sonicare Kablosuz Elektrikli Ağız Duşu: 1

## Modlar

- Temizleme: Her gün mükemmel temizlik için
- Yoğunluklar: 3 seviye
- Derinlemesine Temizlik: Derinlemesine diş arası temizliği için

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Beyaz



Yayın tarihi 2024-03-04

Sürüm: 8.8.1

EAN: 87 20689 01103 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* İn-vitro çalışma kapsamında. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir.