



Philips Minicells
Батарея

Повітряно-цинкова

ZA10BX30



Високоякісна повітряно-цинкова технологія для слухових апаратів

Забезпечує тривале функціонування персональних слухових апаратів

Максимальна ефективність

- Надійна для довготривалої ефективності
- Повітряно-цинкову технологію розроблено для слухових апаратів
- Батарея залишається свіжою для використання протягом 3 років

Простота у користуванні

- Кольори дозволяють легше розпізнати розмір батареї
- Подавач спрощує виймання батарей

PHILIPS

Специфікації

Потужність

- Тип батареї: Слуховий апарат/повітряно-цинкова
- Напруга батареї: 1,4 В

Екологічні специфікації

- Важкі метали: Без кадмію, Без свинцю
- Пакувальний матеріал: Картон, ПЕТ
- Тип упаковки: ПЕТ блістер-упаковка

Технічні характеристики

- Термін придатності: 3 роки

Зовнішня коробка

- Код GTIN: 1 48 95229 12222 9
- Кількість споживчих комплектів: 30

Розміри упаковки

- Код EAN: 48 95229 12222 2
- Кількість виробів: 6

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 0,58 x 2,4 x 2,04 см
- Розміри виробу (Ш x В x Т): 0,2 x 0,9 x 0,8 дюймів
- Вага: 0,004 фнт.
- Вага: 0,00168 кг

Основні

Надійна функціональність

У виробництві використовується відмінна технологія для забезпечення надійної та довготривалої функціональності.

Повітряно-цинкова технологія

Повітряно-цинкова технологія для живлення слухових апаратів.

Просте маркування кольором

Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.

Простий поворотний подавач

У цій системі упаковки використовується поворотне коліщатко, що значно полегшує виймання батарей.



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 1.1.2

12 NC: 8670 001 77061
EAN: 48 95229 12222 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com