



Philips Minicells
Μπαταρία

1,4V
Ψευδαργύρου/αέρα

ZA10BX30



Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδ./αέρα για ακουστικά βαρηκοΐας

Εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας στα προσωπικά ακουστικά βαρηκοΐας

Κορυφαία απόδοση

- Αξιόπιστη μακροχρόνια απόδοση
- Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα ειδικά σχεδιασμένη για ακουστικά βαρηκοΐας
- Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 3 χρόνια

Ευκολία στη χρήση

- Τα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση του μεγέθους των μπαταριών
- Ο διανομέας διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Ακουστικά βαρηκοΐας / Ψευδαργύρου-αέρα
- Τάση μπαταρίας: 1,4 volt

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς μόλυβδο
- Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 3 έτη

Εξωτερική συσκευασία

- GTIN: 1 48 95229 12222 9
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 50
- Μικτό βάρος: 4,630 lb
- Μικτό βάρος: 2,1 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 11,0 x 8,5 x 7,1 ίντσες
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 28 x 21,5 x 18 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,4200 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,926 lb

- Καθαρό απόβαρο: 3,704 lb
- Καθαρό απόβαρο: 1,6800 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 48 95229 12222 2
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 6
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 2,0 x 3,8 x 1,1 ίντσες
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 5 x 9,6 x 2,8 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,079 lb
- Μικτό βάρος: 0,036 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,019 lb
- Καθαρό βάρος: 0,0084 κ.
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
- Καθαρό απόβαρο: 0,060 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,0276 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0,58 x 2,4 x 2,04 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0,2 x 0,9 x 0,8 ίντσες
- Βάρος: 0,004 lb
- Βάρος: 0,00168 κ.

Χαρακτηριστικά

Αξιοπίστη απόδοση

Στην παραγωγή χρησιμοποιείται εξαιρετική τεχνολογία για τη διασφάλιση αξιόπιστης και μακροχρόνιας απόδοσης.

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα για τη λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας.

Εύκολη χρωματική κωδικοποίηση

Για ευκολότερη αναγνώριση των συνηθέστερων μεγεθών μπαταρίας, έχουμε χρησιμοποιήσει τα βιομηχανικά πρότυπα χρωματικής κωδικοποίησης για τα μεγέθη των μπαταριών.

Εύκολος περιστροφικός διανομέας

Σε αυτή τη συσκευασία χρησιμοποιείται περιστροφικός τροχός που διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας.



Ημερομηνία έκδοσης
2022-07-05

Έκδοση: 2.1.3

12 NC: 8670 001 77061
EAN: 48 95229 12222 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com