



Philips Minicells
แบตเตอรี่

1.4V
Zinc-air

ZA13BX30



เทคโนโลยี Zinc-air คุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง

มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนตัว

ประสิทธิภาพเยี่ยม

- นำเชื่อถือสำหรับประสิทธิภาพระยะยาว
- เทคโนโลยี Zinc-air ได้รับการออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง
- แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้นาน 3 ปี

ใช้งานง่าย

- สีสันให้จดจำขนาดของแบตเตอรี่ได้ง่าย
- ที่คลายล็อกช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: อุปกรณ์ช่วยฟัง / Zinc-air
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.4 V

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- โลหะหนัก: ไม่มี Cd, ไม่มี Pb
- วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ, PET
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ PET

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุคุณภาพสินค้า: 3 ปี

ด้านนอกกล่อง

- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
28 x 21.5 x 18 ซม.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
1.0 x 8.5 x 7.1 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 2.2 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 4.850 lb
- น้ำหนักรวม: 3.25 กก.
- น้ำหนักรวม: 7.165 lb

- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1.05 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 2.315 lb
- GTIN: 1 48 95229 12224 3
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 50

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
5 x 9.6 x 2.8 ซม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
2.0 x 3.8 x 1.1 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 0.044 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.097 lb
- น้ำหนักรวม: 0.055 กก.
- น้ำหนักรวม: 0.121 lb
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.011 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.024 lb
- EAN: 48 95229 12224 6
- ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 6
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ไฮไลต์

ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ

การผลิตฟังเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่นานเชื่อถือและยาวนาน

เทคโนโลยี Zinc-air

เทคโนโลยี Zinc-air เพื่อเติมเต็มพลังให้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

การใส่ที่ง่ายดาย

เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายดาย เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ที่ดล่ายล็อกแบบหมุนแสนสะดวก

ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์เช่นนี้ วงล้อแบบหมุนถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย



วันที่ออก 2022-06-21

เวอร์ชัน: 2.1.2

12 NC: 8670 001 77063
EAN: 48 95229 12224 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com