




Philips Minicells  
Baterai

Zinc-air

ZA13BX60



# Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

## Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

## Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

# PHILIPS

# Spesifikasi

## Daya

- Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air
- Voltase baterai: 1.4 volt

## Spesifikasi Ramah Lingkungan

- Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb
- Bahan kemasan: Kardus, PET
- Jenis kemasan: PET blister

## Spesifikasi teknis

- Daya simpan: 3 tahun

## Kardus Luar

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Jumlah kemasan konsumen: 60

## Dimensi kemasan

- EAN: 48 95229 12225 3
- Jumlah produk yang disertakan: 6

# Kelebihan Utama

## Kinerja andal

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

## Teknologi Zinc-air

Teknologi Zinc-air untuk daya pada alat bantu dengar Anda.

## Kode warna yang mudah

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

## Dispenser berputar yang mudah

Pada sistem kemasan ini digunakan sistem roda putar yang membuat baterai mudah dikeluarkan.



Tanggal dikeluarkan  
2022-05-03

Versi: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064  
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)