


# PHILIPS

## Akku

## Minicells

### Zink-Luft

ZA13B6A



## Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

Für langandauernde Leistungen Ihrer Hörhilfen

### Einfache Bedienung

- Farben für einfache Batteriegrößenerkennung
- Über den Halter ist das Entnehmen der Zelle einfach

### Erstklassige Leistung

- Zuverlässige Langzeitleistung
- Zink-Luft-Technologie speziell für Hörhilfen
- Die Batterien bleiben mindestens 3 Jahre einsatzbereit

# Besonderheiten

## Zuverlässige Leistung

Beim Herstellungsprozess kommt hochwertige Technologie zum Einsatz. So wird die Leistung zuverlässig und dauerhaft gewährleistet.

## Zink-Luft-Technologie

Zink-Luft-Technologie für optimale Stromversorgung Ihrer Hörhilfe.

## Einfache Farbkodierung

Zur leichteren Erkennung der häufigsten Batteriegrößen verwenden wir Farbkodierungen entsprechend dem Industriestandard.

## Einfacher Drehhalter

In diesem Verpackungssystem wird ein Drehhalter eingesetzt, der das Entnehmen der Zelle erleichtert.

## Haltbarkeit mindestens 3 Jahre

Jede Batterie verliert Energie, wenn sie nicht eingesetzt wird. Wir garantieren, dass die Batterien bis zum Ablauf der Haltbarkeitsdauer mindestens 80 % der ursprünglichen Energie enthalten.

# Daten

## Umweltspezifikationen

**Schwermetalle:** Cadmiumfrei, Bleifrei  
**Verpackungsmaterial:** Karton, PET  
**Verpackungsart:** PET-Blister

## Außenkarton

**Länge:** 23.5 cm  
**Anzahl der Verpackungen:** 200  
**Länge:** 9.3 Zoll  
**Breite:** 20.1 cm  
**Bruttogewicht:** 2.1 kg  
**Höhe:** 11.3 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 10627 4  
**Breite:** 7.9 Zoll  
**Höhe:** 4.4 Zoll  
**Nettogewicht:** 1.2 kg  
**Bruttogewicht:** 4.630 lb  
**Nettogewicht:** 2.646 lb  
**Eigengewicht:** 0.9 kg  
**Eigengewicht:** 1.984 lb

## Leistung

**Batterietyp:** Hörhilfe/Zink-Luft  
**Batteriespannung:** 1.4 V

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 9.7 cm  
**Verpackungsart:** Blister  
**Regalaufstellung:** Hängend  
**Breite:** 4.77 cm  
**Tiefe:** 0.7 cm  
**Höhe:** 3.8 Zoll  
**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 6  
**EAN:** 48 95229 10627 7  
**Breite:** 1.9 Zoll  
**Bruttogewicht:** 0.009 kg  
**Tiefe:** 0.3 Zoll  
**Nettogewicht:** 0.006 kg  
**Bruttogewicht:** 0.020 lb  
**Nettogewicht:** 0.013 lb  
**Eigengewicht:** 0.003 kg  
**Eigengewicht:** 0.007 lb

## Produktabmessungen

**Höhe:** 0.79 cm  
**Breite:** 3.18 cm  
**Tiefe:** 3.18 cm  
**Breite:** 1.3 Zoll  
**Höhe:** 0.3 Zoll  
**Tiefe:** 1.3 Zoll  
**Gewicht:** 0.00504 kg  
**Gewicht:** 0.011 lb

## Technische Daten

**Haltbarkeit:** 3 Jahre

