

Philips NECK MASSAGER
ผ้าคลุมไหล่สำหรับนวด

การนวดเคลื่อนและการขยับนวด
ระดับการประคบร้อน 2 ระดับ
ดีไซน์แบบสวมใส่ได้แบบคู้

PPM3522



การนวดเคลื่อนอ่อนสบายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

การนวด 6 จุดบนแผ่นหลังช่วงบน

ฟังก์ชันประคบร้อน 2 ระดับแบบผสมผสานรวมกับการนวดเคลื่อน 6 จุด
เครื่องนวดนี้สามารถนวดและผ่อนคลายไหล่ คอ และหลัง อีกทั้งยังผ่อนคลายเอว ขา
และแขนได้ด้วย โหมดนวดและระดับความแรงต่างๆ เหมาะกับการนวดคนหลายๆ กลุ่ม

การนวดที่ทรงพลัง

- ลูกรวดที่ได้รับการอัปเดตเพื่อผลการนวดที่ดียิ่งขึ้น
- มุมเฉียง 45° เพื่อให้พอดีกับความโค้งของไหล่และคอ
- อายุของแบตเตอรี่ 90 นาที ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอายุของแบตเตอรี่

เทคนิคการรูดที่หลากหลาย

- ผสานรวมการนวดเคลื่อนและการขยับนวด
- การประคบร้อน 2 ระดับเพื่อความผ่อนคลาย
- มีโหมดการนวดเคลื่อน โหมดผ่อนคลาย และโหมดคูลแลค

การออกแบบที่ชาญฉลาด

- เครื่องนวดแบบสวมใส่ได้ที่มีแถบดึงและสายรัด
- แผงควบคุมที่เรียบง่ายและการกระจายเสียงที่คมชัด
- มีสำหรับคอ ไหล่ แขน เอว และขา
- เส้นใยที่เบาสบายและซักได้

PHILIPS

ผ้าคลุมไหล่สำหรับนวด

การนวดเคลื่อนและการชียานวด ระดับการประคบร้อน 2 ระดับ, ดีไซน์แบบสวมใส่ได้แบบคู่

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- น้ำหนักรวม: ประมาณ 1.49 กก.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยxกxส): 282x361x115 มม.
- สี: ฟ้าย้อม
- แหล่งจ่ายไฟ: สายชาร์จ Type-C
- ประเภทการนวด: การคลึง, การชียา, การประคบร้อน
- น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 1.28 กก.

พารามิเตอร์หลัก

- แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 7.4 V
- เวลาดัดไฟอัตโนมัติ: 10 นาที
- อุณหภูมิการให้ความร้อน: about 40-45 °C

- กำลังไฟสำหรับใช้งาน: 16 W
- แบตเตอรี่: 2000 mAh
- โหมดนวด: 3
- กระแสไฟสำหรับชาร์จ: 2 A
- แรงดันไฟสำหรับชาร์จ: 5 V
- ระดับความแรงในการนวด: 2

ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

PPM3522DB/97

ไฮไลต์

การนวดพื้นที่กว้าง

ลูกนวด 3D ที่จัดเรียงตามความโค้งของไหล่และคอเพื่อให้คลุมพื้นที่การนวดที่กว้างขึ้น หัวนวดด้านบนจะมีความกว้างประมาณ 95 มม. ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่การนวด และช่วยยกและดึงกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวนวดด้านล่างมีความยาวประมาณ 75 มม. และชิ้นส่วนนวดนั้นได้รับการปรับมาอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการคืนและกดกล้ามเนื้อทราพีเซียส

มุมที่เหมาะสมช่วยให้ค้นแนวเฉียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกนวดทามุม 45° พอดีกับส่วนโค้งเว้าของร่างกายมนุษย์ และลอกเลียนการนวดเคลื่อนและการชียานวดด้วยมือ เพื่อความสบายและผ่อนคลาย

แบตเตอรี่ที่คงทน

เครื่องนวดมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 2000 mAh ในตัว ซึ่งเมื่อชาร์จเต็มแล้วจะสามารถใช้งานได้ประมาณ 90 นาที การตั้งเวลาอัจฉริยะจะทำการนวดเป็นเวลา 10 นาทีทุกวัน: ระหว่างการพักผ่อนที่ คุณก็สามารถฟื้นฟูชีวิตชีวาให้กับไหล่และคอของคุณได้

การนวดผสมผสาน

เครื่องจะจำลองการนวดด้วยมือ เพื่อให้ความรู้สึกที่เหมือนกับการนวดเคลื่อน การชียานวด และการบีบด้วยนิ้วโป้งและฝ่ามือสลับกัน ความเร็วที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ!

ทำความร้อนอย่างรวดเร็วในพื้นที่ 4,620 ตร.มม.

เทคโนโลยีการทำความร้อนที่เสถียรจะแผ่ความร้อนไปยังไหล่และคออย่างอ่อนโยน ลูกประคบร้อนอุ่นๆ 2 ระดับที่ 40 และ 45 องศา ร่วมกับการนวดที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว

3 โหมดหลักใน 2 ความแรง

ตั้งโหมดการนวดเคลื่อน โหมดผ่อนคลาย และโหมดดูแลคอไว้ล่วงหน้าเพื่อความผ่อนคลายและความสูง คุณสามารถเลือกวิธีการนวดที่สบายที่สุดให้เหมาะกับสภาพร่างกายของคุณ

ดีไซน์แบบสวมใส่ได้แบบคู่

นำเครื่องนวดวางบนไหล่ แล้วใช้แถบดึงปรับพื้นที่ที่จะนวด หรือติดเครื่องนวดไว้กับที่ด้วยสายรัดและที่ยึด ดีไซน์แบบสวมใส่ได้แบบคู่จะช่วยให้คุณช่วยให้ออกกำลังกายได้ คุณสามารถนวดและทำงานไปได้อย่างพร้อมกัน

ง่ายต่อการใช้งาน

แผงควบคุมเรียบง่าย มีปุ่มขนาดใหญ่ตั้งอยู่สามปุ่ม ทำให้เข้าใจการทำงานได้ง่าย มีเสียงพดที่ชัดเจนในทุกการทำงาน แม้แต่ผู้สูงอายุยังรู้สึกว่าการใช้งาน

ใช้งานได้หลากหลาย

ไม่เพียงแต่นวดเคลื่อน ไหล่และคอ แต่ยังสามารถนวดเคลื่อนเอวและหลังได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ผ่อนคลายขาและเท้า ตลอดจนนวดแขนด้วยการปรับความแรงในการนวดและชิ้นส่วนนวดด้วยแถบดึง สายรัด และที่ยึด

ผ้าอ่อนโยนต่อผิว

เราเลือกใช้ผ้าที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งอ่อนนุ่มและระบายอากาศได้ดี สามารถถอดและซักได้



วันที่ออก 2024-01-27

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 48 97126 05082 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com