



Philips Minicells
batteri

Zinkluft

ZA10BX30

Högkvalitativ zinkluft-teknik för hörhjälpmedel

Räcker länge i personliga hörhjälpmedel

Topprestanda

- Tillförlitlig för prestanda som räcker länge
- Zinkluft-teknik är utformad för hörhjälpmedel
- Batteriet håller sig i gott skick i upp till tre år

Lättanvänd

- Färger gör det enklare att känna igen batteristorlekar
- Dispenser gör det enkelt att ta ut batteriet

PHILIPS

Specifikationer

Effekt

- Batterityp: Hörhjälpmedel/zinkluft
- Batterispänning: 1,4 V

Miljöpolicy

- Tungmetaller: CD-fri, Pb-fri
- Förpackningsmaterial: Kartong, PET
- Förpackningstyp: PET-blistorförpackning

Tekniska specifikationer

- Hållbarhet: 3 år

Yttre kartong

- GTIN: 1 48 95229 12222 9
- Antal konsumentförpackningar: 30

Förpackningens mått

- EAN: 48 95229 12222 2
- Antal produkter som medföljer: 6

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 0,58 x 2,4 x 2,04 cm
- Produktens mått (B x H x D): 0,2 x 0,9 x 0,8 tum
- Vikt: 0,004 lb
- Vikt: 0,00168 kg

Funktioner

Tillförlitliga prestanda

Utmärkt teknik används vid tillverkningen för att garantera tillförlitliga prestanda som räcker länge.

Zinkluft-teknik

Zinkluft-teknik för att förse hörhjälpmedel med ström.

Enkel färgkodning

Vi använder färgkodning för batteristorlekar enligt branschstandard för att göra det enklare att känna igen de vanligaste batteristorlekarna.

Enkel roterande dispenser

I det här förpackningssystemet används ett roterande hjul vilket gör det mycket enkelt att ta ut batteriet.

