

# Dodatak uputstvu za upotrebu

## 1. Napomene o punjenju ugrađene litijumske baterije

Imajte na umu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena usled njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovečnost baterije uređaja, preporučujemo **punjenje ugrađene litijumske baterije do 100% na svakih 3 meseci kada se uređaj ne koristi.**