

PHILIPS

Akku

Minicells

1,4 V

Zink-Luft

ZA10BX30



Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

Für langandauernde Leistungen Ihrer Hörhilfen

Einfache Bedienung

- Farben für einfache Batteriegrößenerkennung
- Über den Halter ist das Entnehmen der Zelle einfach

Erstklassige Leistung

- Zuverlässige Langzeitleistung
- Zink-Luft-Technologie speziell für Hörhilfen
- Die Batterien bleiben mindestens 3 Jahre einsatzbereit

Besonderheiten

Zuverlässige Leistung

Beim Herstellungsprozess kommt hochwertige Technologie zum Einsatz. So wird die Leistung zuverlässig und dauerhaft gewährleistet.

Zink-Luft-Technologie

Zink-Luft-Technologie für optimale Stromversorgung Ihrer Hörhilfe.

Einfache Farbkodierung

Zur leichteren Erkennung der häufigsten Batteriegrößen verwenden wir Farbkodierungen entsprechend dem Industriestandard.

Einfacher Drehhalter

In diesem Verpackungssystem wird ein Drehhalter eingesetzt, der das Entnehmen der Zelle erleichtert.

Haltbarkeit mindestens 3 Jahre

Jede Batterie verliert Energie, wenn sie nicht eingesetzt wird. Wir garantieren, dass die Batterien bis zum Ablauf der Haltbarkeitsdauer mindestens 80 % der ursprünglichen Energie enthalten.

Daten

Umweltspezifikationen

Schwermetalle: Cadmiumfrei, Bleifrei
Verpackungsmaterial: Karton, PET
Verpackungsart: PET-Blister

Außenkarton

Länge: 28 cm
Anzahl der Verpackungen: 50
Länge: 11.0 Zoll
Breite: 21.5 cm
Bruttogewicht: 2.1 kg
Höhe: 18 cm
GTIN: 1 48 95229 12222 9
Breite: 8.5 Zoll
Höhe: 7.1 Zoll
Nettogewicht: 0.4200 kg
Bruttogewicht: 4.630 lb
Nettogewicht: 0.926 lb
Eigengewicht: 1.6800 kg
Eigengewicht: 3.704 lb

Leistung

Batterietyp: Hörhilfe/Zink-Luft
Batteriespannung: 1.4 V

Verpackungsmaße

Höhe: 9.6 cm
Verpackungsart: Blister
Regalaufstellung: Beides
Breite: 5 cm
Tiefe: 2.8 cm
Höhe: 3.8 Zoll
Anzahl der enthaltenen Produkte: 6
EAN: 48 95229 12222 2
Breite: 2.0 Zoll
Bruttogewicht: 0.036 kg
Tiefe: 1.1 Zoll
Nettogewicht: 0.0084 kg
Bruttogewicht: 0.079 lb
Nettogewicht: 0.019 lb
Eigengewicht: 0.0276 kg
Eigengewicht: 0.060 lb

Produktabmessungen

Höhe: 2.4 cm
Breite: 0.58 cm
Tiefe: 2.04 cm
Breite: 0.2 Zoll
Höhe: 0.9 Zoll
Tiefe: 0.8 Zoll
Gewicht: 0.00168 kg
Gewicht: 0.004 lb

Technische Daten

Haltbarkeit: 3 Jahre

