




Philips Minicells
Akkumulátor

1,4 V
Cink-levegő

ZA13BX30



Csúcsminőségű cink-levegő technológia hallókészülékekhez

Lehetővé teszi az egyéni hallókészülékek hosszantartó működését

Kiváló teljesítmény

- Megbízható a hosszan tartó teljesítmény érdekében
- A cink-levegő technológiát hallókészülékekhez tervezték
- Az elemek maximum 3 évig maradnak használhatóak

Egyszerű használat

- A színeknek köszönhetően könnyű felismerni az elemek méreteit
- Az elemek egyszerűen eltávolíthatók a szétválogató segítségével

PHILIPS

Műszaki adatok

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: Hallókészülék / cink-levegő
- Elem feszültsége: 1,4 V

Környezetvédelmi adatok

- Nehézfémek: Kadmiummentes, Ólommentes
- Csomagolóanyag: Karton, PET
- Csomagolás típusa: Ajándékdoboz, PET-buborékfólia

Műszaki adatok

- Élettartam: 3 év

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
28 x 21,5 x 18 cm

- Nettó tömeg: 2,2 kg
- Bruttó tömeg: 3,25 kg
- Táratömeg: 1,05 kg
- GTIN: 1 48 95229 12224 3
- Fogyasztói csomagolások száma: 50

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
5 x 9,6 x 2,8 cm
- Nettó tömeg: 0,044 kg
- Bruttó tömeg: 0,055 kg
- Táratömeg: 0,011 kg
- EAN: 48 95229 12224 6
- Polcra helyezési mód: Mindkettő
- Tartozékok száma: 30
- Csomagolás típusa: Doboz

Fénypontok

Megbízható teljesítmény

A gyártás során kitűnő technológiát alkalmazunk, mely garantálja a megbízható és hosszan tartó teljesítményt.

Cink-levegő technológia

Cink-levegő technológia hallókészülékek áramellátásához.

Egyszerű színkódolás

A leggyakrabban használt elemméretek könnyebb felismerése érdekében az ipari szabványoknak megfelelő elemméretekhez színkódolást alkalmazunk.

Egyszerű forgó szétválogató

Ebben a csomagolórendszerben egy forgó kerék teszi nagyon egyszerűvé az elemek eltávolítását



Kiadás dátuma
2022-09-28

Verzió: 4.1.4

12 NC: 8670 001 77063
EAN: 48 95229 12224 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com