




Philips Minicells
Bateria

Cynkowo-powietrzna

ZA13BX60



Najlepsza technologia cynkowo-powietrzna do aparatów słuchowych

Zapewnia długotrwałe działanie osobistych aparatów słuchowych

Najlepsza wydajność

- Niezawodność i długi czas działania
- Technologia cynkowo-powietrzna doskonale nadaje się do aparatów słuchowych
- Bateria pozostaje zdatna do użytku przez 3 lata

Łatwa obsługa

- Kolory ułatwiają rozpoznanie rozmiarów baterii
- Dzięki specjalnemu mechanizmowi wyjmowanie baterii jest łatwe

PHILIPS

Dane techniczne

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Aparat słuchowy / cynkowo-powietrzna
- Napięcie baterii: 1,4 V

Charakterystyka ekologiczna

- Metale ciężkie: Bezkadmowa, Bezołowiowy
- Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
- Rodzaj opakowania: Blister z tworzywa PET

Dane techniczne

- Okres przechowywania: 3 lata

Karton zewnętrzny

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Liczba opakowań konsumenckich: 60

Wymiary opakowania

- EAN: 48 95229 12225 3
- Liczba produktów w zestawie: 6

Zalety

Niezawodne działanie

Niezawodność i długi czas działania gwarantuje zastosowanie przy produkcji doskonałej technologii.

Technologia cynkowo-powietrzna

Technologia cynkowo-powietrzna do zasilania aparatów słuchowych.

Przyjazne oznaczenie kolorami

By ułatwić rozpoznawanie najpopularniejszych rozmiarów baterii, stosujemy kolorowe oznaczenia zgodne z normami branżowymi.

Prosty w użyciu mechanizm obrotowy

W opakowaniu wykorzystane jest obrotowe kółko, które znacznie ułatwia wyjmowanie baterii.

