




Philips Minicells  
Μπαταρία

Ψευδαργύρου/αέρα

ZA13BX60



## Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδ./αέρα για ακουστικά βαρηκοΐας

Εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας στα προσωπικά ακουστικά βαρηκοΐας

### Κορυφαία απόδοση

- Αξιοπίστη μακροχρόνια απόδοση
- Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα ειδικά σχεδιασμένη για ακουστικά βαρηκοΐας
- Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 3 χρόνια

### Ευκολία στη χρήση

- Τα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση του μεγέθους των μπαταριών
- Ο διανομέας διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας

# PHILIPS

# Προδιαγραφές

## Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Ακουστικά βαρηκοΐας / Ψευδαργύρου-αέρα
- Τάση μπαταρίας: 1,4 volt

## Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς μόλυβδο
- Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

## Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 3 έτη

## Εξωτερική συσκευασία

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 60

## Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 48 95229 12225 3
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 6

# Χαρακτηριστικά

## Αξιόπιστη απόδοση

Στην παραγωγή χρησιμοποιείται εξαιρετική τεχνολογία για τη διασφάλιση αξιόπιστης και μακροχρόνιας απόδοσης.

## Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα για τη λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας.

## Εύκολη χρωματική κωδικοποίηση

Για ευκολότερη αναγνώριση των συνηθέστερων μεγεθών μπαταρίας, έχουμε χρησιμοποιήσει τα βιομηχανικά πρότυπα χρωματικής κωδικοποίησης για τα μεγέθη των μπαταριών.

## Εύκολος περιστροφικός διανομέας

Σε αυτή τη συσκευασία χρησιμοποιείται περιστροφικός τροχός που διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας.



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-05-16

Έκδοση: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064  
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)