

PHILIPS

AVENT

Pagrindinis

Single Electric Breast Pump

SCF323/11



Sklandus ištraukimas

„Philips Avent“ elektrinis pientraukis užtikrina optimalų pieno tekėjimą ir švelniai prisitaiko prie jūsų krūtų dydžio bei formos. Greitas ir patogus kiekvienai naujai mamai.

Pritaikytas asmeniškai

- Individualiai pritaikytas naudojimas, 4 + 4 nustatymų lygiai
- Minimalus dalių kiekis ir intuityvus nustatymas
- Atminties funkcija
- Mažas ir kompaktiškas

Švelnus ir patogus

- Minkšta ir prisitaikanti silikoninė pagalvėlė


Ypatybės

Minkšta prisitaikanti silikoninė pagalvėlė



Universalus dydis. Silikoninė pagalvėlė švelniai lankstosi ir prisitaiko prie spenelio.

Individualiai pritaikytas naudojimas



Puikiai priderinkite kiekvieną nutraukimo atvejį pagal savo poreikius su įvairiais stimuliavimo ir nutraukimo nustatymais. Mūsų pientraukyje yra 4 stimuliavimo ir 4 nutraukimo lygių, kad pritaikytumėte individualiems poreikiams.

Lengvai valomas ir paruošiamas



Mūsų uždara nutraukimo sistema reiškia, kad pienas nepatenka į vamzdelius, todėl reikia mažiau valyti. Be to, mažiau dalių labai paprasta surinkti.

Atminties nustatymas



Žinote, kas jums patinka? Pientraukis automatiškai prisimena paskutinius nustatymus, tad jums tereikia atsistėti ir paspausti paleidimo mygtuką.

Mažas ir kompaktiškas



Mažas ir kompaktiškas variklis

Specifikacijos

Maitinimas

USB-C jungtis

Tinklo įtampa: 5 V ir ≥ 1 A

Maitinimo blokas nepridedamas.

Neįkraunama, naudoti tik su laidu.

Medžiaga

0 % BPA*

Kas pridodama

Variklis

Silikoninis vamzdelis

USB-C laidas

„Natural“ buteliukas (125 ml)

Pieno nutraukimo komplektas

Užsukamas dangtelis

