

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

2 Series

1 mod

2 mânere

2 capete de periere

2 tocuri de transport



HX6232/59



### Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană\*

\*față de o periuță de dinți manuală

Asigură îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene prin simpla apăsare a unui buton

#### Vă îndrumă să urmați recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă
- SmarTimer te ajută să respecti durata recomandată de periere

#### Oferă o experiență de periere personalizată

- Programul EasyStart te ajută să te obișnuiești după utilizarea unei periuțe de dinți manuale

#### Asigură o curățare superioară pe care o poți vedea și simți

- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate
- Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală
- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

#### Recomandată de dentiști profesioniști din întreaga lume

- O mai bună îndepărtare a plăcii bacteriene pentru a reduce cariile

# Repere

## Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană



Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile decât o periuță de dinți manuală

## Ajută la reducerea cariilor




Oferă o îndepărtare a plăcii bacteriene și acces la dinții din spate mai bune; perierea de două ori pe zi, în fiecare zi, cu această periuță poate contribui la reducerea cariilor

## Acces mai bun la dinții din spate



Această periuță de dinți care îndepărtează placa bacteriană are un cap de periere subțire, înclinat, care oferă un acces mai bun la dinții din spate și la zonele greu accesibile.

## EasyStart



Caracteristica EasyStart reglează nivelul de putere al periuței de dinți pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te ajuta să te obișnuiești cu experiența Sonicare, facilitând trecerea de la o periuță de dinți manuală

## Quadpacer



Dispune de un cronometru pentru interval Quadpacer care ajută la încurajarea unei curățări temeinice a întregii guri. Periuța de

dinți emite semnale sonore la fiecare 30 de secunde, indicând că este timpul să te muți la altă zonă a gurii.

## SmarTimer



Această periuță de dinți electrică Philips Sonicare dispune de un SmarTimer special pentru a te ajuta să respecti durata de periere de două minute, recomandată de medicii dentiști

## Tehnologie sonică



Acțiunea dinamică unică a periuței de dinți electrice Philips Sonicare ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

# Specificații

## Alimentare

Tensiune: 110-220 V

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: NiMH

## Design și finisaj

Culoare: Negru

## Service

Garanție: Garanție 2 ani

## Ușor de utilizat

**Indicator baterie:** Indicator luminos pentru baterie

**Sistem capete de periere:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Mâner:** Design ergonomic subțire

**Timp de periere:** Până la 2 săptămâni

## Articole incluse

Toc de transport: 2

Încărcător: 1

Mânere: 2 seria 2

Capete de periere: 2 capete DiamondClean standard

## Performanță de curățare

**Beneficii pentru sănătate:** Ajută la reducerea cariilor

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană\*

**Cronometru:** Quadpacer și SmarTimer

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

