

飛利浦 Minicells
電池

鋅空氣

ZA13BX60



助聽器的頂級鋅空氣技術

為個人助聽器提供長效性能

頂級效能

- 效能持久，穩定可靠
- 鋅空氣技術是專為助聽器而設計
- 電池在長達 3 年內維持良好狀態

使用簡單

- 色彩使電池大小更易於辨認
- 分配器讓您輕鬆取出電池

PHILIPS

電池
鋅空氣

規格

功率

- 電池類型：助聽器 / 鋅空氣
- 電池電壓：1.4 V

環保規格

- 重金屬：不含鎘，無鉛
- 包裝材質：紙箱，PET
- 包裝類型：PET 塑膠盒

技術規格

- 上架壽命：3 年

外紙箱

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- 包裝數：60

包裝尺寸

- EAN: 48 95229 12225 3
- 內含產品件數：6

ZA13BX60/00

焦點

可靠效能

製造過程採用頂尖技術，確保效能可靠且持久。

鋅空氣技術

鋅空氣技術可讓您的助聽器提供電源。

簡單的色彩標記

為了使電池大小更易於辨認，飛利浦根據業界標準，用色彩來標記電池大小。

便利的旋轉分配器

在這個封裝系統中，旋轉輪的設計讓取出電池非常方便容易。



發行日期 2022-05-15

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 77064
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com