

PHILIPS

SenseIQ (センスIQ)
搭載 光美容器デバイス

Lumea IPL 8000
Series

SmartSkinセンサー

4種類のアタッチメント：からだ
用、顔用、ワキ用、ビキニライン
用

SenseIQ (センスIQ) テクノロジ
ー搭載

電源アダプタでの使用



BRI949/70



SenseIQ (センスIQ) で自分に合わせてお手入れ 最長12か月*なめらかな肌へ

当社のルメア光美容器 8000 シリーズで、すばやくお好みに合わせたお手入れを実現。スマートなアタッチメントとともに SenseIQ (センスIQ) テクノロジーでなめらかな仕上がりが持続します。

やさしく効果的で、なめらかな仕上がりが持続

- 月に2回だけのお手入れですばやく処理
- 皮膚科医との共同開発により簡単で効果的
- お手入れ中に使い勝手がよいロングパワーケーブル

フェイスとボディーのフルソリューション

- 4種類のスマートなアタッチメントで顔とボディー、ビキニライン、脇のムダ毛ケアが可能
- サテンコンパクトベントリマー付き
- 多くの肌色と体毛色に最適

特長

月に2回だけですばやく処理



2週間ごとの使用 — 月に2度のお手入れで完了。
約8.5分で両ひざ下をお手入れできます。

ロングパワーケーブル



ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい。

スマートなアタッチメント4個



特別に設計されたアタッチメントがからだの曲線にぴったりフィットし、接続するとからだの各部分に合わせて最適なプログラムが作動します。
顔：ガラスフィルター内蔵の平らで小さなウィンドウ。ボディー：大きなウィンドウ付きで内側にカーブ。ピキニライン（V,I）と脇：届きにくい部分用に外側にカーブ。

皮膚科医との共同開発



当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア光美容器を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア光美容器なら敏感なエリアでもやさしく処理できます。

多くの肌質と毛質に対応



光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。

ペントリマー



思い通りのビューティケアを実現：サテンコンパクトペントリマーは、顔の産毛もすばやく簡単にお手入れできる、携帯にも便利なツールです。

仕様

技術仕様の付帯文書

からだ用アタッチメント: 形状：内側にカーブ, ウィンドウサイズ：4.1 cm², からだ（脚、腕、腹部）に適したカスタムトリートメント

顔用アタッチメント: 形状：フラット, ウィンドウサイズ：2 cm², フィルター内蔵, 顔（鼻下、あご、頬）に適したカスタムトリートメント

ビキニエリア用アタッチメント: 形状：外側にカーブ, ウィンドウサイズ：3 cm², 敏感なビキニエリアに適したカスタムトリートメント

ワキ用アタッチメント: 形状：外側にカーブ, ウィンドウサイズ：3 cm², 脇に適したカスタムトリートメント

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能

内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能
SmartSkinセンサー: 自動で最適な設定に

アプリケーションモード

連続照射モード/単回照射モード: 簡単お手入れ用

コンセントに接続して使用可能: コードでの使用
スタンブモード/フラッシュモード: 狭い部分のお手入れ用

仕様

対応電圧: 100~240 V

高性能ランプ: 高い耐久性、照射回数450,000回、39年間のランプの寿命に相当**

品目

取扱説明書: 取扱説明書
ストレージ: ポーチ
アダプタ: 19.5 V / 4000 mA

アプリケーション時間

脇: 2.5分
ビキニエリア: 2分
顔: 1.5分
ひざ下（片側）: 8.5分

ベントリマー

使いやすさ: コンパクトなハンドル
電源: 単4電池
アクセサリ: トリミングコーム、クリーニングブラシ

