

PHILIPS

SenseIQ 搭載 IPL デ
バイス

Lumea IPL 8000
Series

スマートスキンセンサー

1種類のインテリジェントアタッチ
メント：からだ用

コードでの使用



BRI940/70



SenseIQ で自分に合わせてお手入れ シルクのようななめらかな仕上がりを 12 か月間実現*

当社のルメア IPL 8000 シリーズで、すばやくお好みに合わせたお手入れを実現。スマートなアタッチメントとともに SenseIQ テクノロジーでなめらかな仕上がりが持続します。

やさしく効果的で、なめらかな仕上がりが持続

- 2 週間に 1 回のお手入れですばやく効果を実感
- 皮膚科医との共同開発により簡単で効果的
- お手入れ中に使い勝手がよいロングパワーケーブル

フェイスとボディーのフルソリューション

- 多くの肌色と体毛色に最適

ボディのお手入れ

- スマートなアタッチメント 1 個でボディのお手入れを実現

一人一人に合った IPL 脱毛法

- SenseIQ でやさしく快適に

特長

月に2回だけですばやく処理



初回の4回は2週間ごとのお手入れ。その後は、4週間ごとにお手入れを繰り返します。約8.5分で両ひざ下をお手入れできます。

SenseIQ テクノロジー



ルメア 8000 シリーズは、光の強さを5段階で手軽に調節できます。当社のスマートスキンセンサーにより、肌の色合いを読み取り、最適な設定を見つけることができます。インテリジェントアタッチメントが、からだの各部分に合わせたお手入れを可能にします。

ロングパワーケーブル



ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい。

スマートなアタッチメント1個



特別に設計されたアタッチメントは、脚のような広い部分をお手入れする際にカーブがお肌にぴったりフィットします。接続すると、専用プログラムが作動します。

皮膚科医との共同開発



当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア 光美容器を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア 光美容器なら敏感なエリアでもやさしく処理できます。

多くの肌質と毛質に対応



光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。

仕様

技術仕様の付帯文書

からだ用アタッチメント: 形状: 内側にカーブ, ウィンドウサイズ: 4.1 cm², からだ (脚、腕、腹部) に適したカスタムトリートメント

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能
内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能
スキントーンセンサー: 肌の色合いの検出
SmartSkinセンサー: オンデマンドで適切な設定表示

アプリケーションモード

連続照射モード / 単回照射モード: 簡単お手入れ用
スタンプモード / フラッシュモード: 狭い部分のお手入れ用
コンセントに接続して使用可能: コードでの使用

仕様

対応電圧: 100~240 V
高性能ランプ: 高い耐久性、照射回数450,000回、39年間のランプの寿命に相当**

品目

取扱説明書: 取扱説明書
ストレージ: ポーチ
アダプタ: 19.5 V / 4000 mA

アプリケーション時間

脇: 2.5分
ビキニアリア: 2分
ひざ下 (片側): 8.5分



* 12 回のお手入れ後の平均脱毛率: ひざ下 86%、ビキニアリア 70%、脇 67%
** お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニアリア、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体 2 年間保証を延長するものではありません