



Philips Minicells  
Batterij

Zink-lucht

ZA13B6A



## Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten

Geeft professionele gehoorapparaten langdurige energie

### **Topprestaties**

- Betrouwbaar voor langdurige prestaties
- Zink-lucht technologie is ontworpen voor gehoorapparaten
- De batterij blijft maximaal 3 jaar goed voor gebruik

### **Gebruiksgemak**

- Kleuren maken de herkenning van batterijformaten eenvoudiger
- Met de dispenser kunnen cellen eenvoudig worden verwijderd

# PHILIPS

# Specificaties

## Vermogen

- Batterijtype: Gehoorapparaat/zink-lucht
- Batterijvoltage: 1,4 volt

## Ecologische specificaties

- Zware metalen: Cadmiumvrij, Loodvrij
- Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
- Verpakkingstype: PET-bliester

## Technische specificaties

- Houdbaarheid: 3 jaar

## Omdoos

- Brutogewicht: 4,630 lb
- Brutogewicht: 2,1 kg
- GTIN: 1 48 95229 10627 4
- Omdoos (L x B x H): 23,5 x 20,1 x 11,3 cm
- Omdoos (L x B x H): 9,3 x 7,9 x 4,4 inch
- Nettogewicht: 2,646 lb
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 200
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,984 lb

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 4,77 x 9,7 x 0,7 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 1,9 x 3,8 x 0,3 inch
- EAN: 48 95229 10627 7
- Brutogewicht: 0,009 kg
- Brutogewicht: 0,020 lb
- Nettogewicht: 0,013 lb
- Nettogewicht: 0,006 kg
- Aantal producten: 6
- Verpakkingstype: Bliester
- Gewicht van de verpakking: 0,007 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,003 kg
- Type schap: Ophanging

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 1,3 x 0,3 x 1,3 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 3,18 x 0,79 x 3,18 cm
- Gewicht: 0,011 lb
- Gewicht: 0,00504 kg

# Kenmerken

## Betrouwbare prestaties

Tijdens de productie wordt een uitstekende technologie gebruikt om betrouwbare en langdurige prestaties te garanderen.

## Zink-lucht technologie

Zink-lucht technologie voorziet uw gehoorapparaat van stroom.

## Eenvoudige kleurcodering

We gebruiken een kleurcodering voor batterijformaten volgens industriestandaarden om de herkenning van de meest gebruikte batterijformaten eenvoudiger te maken.

## Eenvoudige roterende dispenser

In dit systeem wordt een roterend wiel gebruikt om cellen eenvoudig te verwijderen.

