



Philips Minicells
Batteri

1,4 V
Sink-luft

ZA10BX30



Sink-luft-teknologi av høy kvalitet for høreapparater

Gir langvarig ytelse i personlige høreapparater

Topp ytelse

- Pålitelig for langvarig ytelse
- Sink-luft-teknologi er utformet for høreapparater
- Batteriet holder seg bruksklart i opptil tre år

Enkel i bruk

- Farger gjør gjenkjenningen av batteristørrelsen enklere
- Dispenseren gjør det enkelt å fjerne batteriet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Drift

- Batteritype: Høreapparat/sink-luft
- Batterispenning: 1,4 V

Grønne spesifikasjoner

- Tungmetaller: Kadmiumfri, Blyfri
- Emballasjemateriale: Kartong, PET
- Emballasjetype: PET-blister

Tekniske spesifikasjoner

- Holdbarhetstid: 3 år

Ytre eske

- GTIN: 1 48 95229 12222 9
- Antall kundepakker: 50
- Bruttovekt: 4,630 lb
- Bruttovekt: 2,1 kg
- Yttereske (L x B x H): 11,0 x 8,5 x 7,1 tommer
- Yttereske (L x B x H): 28 x 21,5 x 18 cm
- Nettovekt: 0,4200 kg
- Nettovekt: 0,926 lb

- Taravekt: 3,704 lb
- Taravekt: 1,6800 kg

Mål, emballasje

- EAN: 48 95229 12222 2
- Antallet produkter som følger med: 6
- Emballasjemål (B x H x D): 2,0 x 3,8 x 1,1 tommer
- Emballasjemål (B x H x D): 5 x 9,6 x 2,8 cm
- Bruttovekt: 0,079 lb
- Bruttovekt: 0,036 kg
- Nettovekt: 0,019 lb
- Nettovekt: 0,0084 kg
- Emballasjetype: Blister
- Taravekt: 0,060 lb
- Taravekt: 0,0276 kg
- Type hylleplassering: Begge

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 0,58 x 2,4 x 2,04 cm
- Produktmål (B x H x D): 0,2 x 0,9 x 0,8 tommer
- Vekt: 0,004 lb
- Vekt: 0,00168 kg

Høydepunkter

Pålitelig ytelse

I produksjonen brukes overlegen teknologi for å garantere en pålitelig og langvarig ytelse.

Sink-luft-teknologi

Sink-luft-teknologi som strømkilde for høreapparat.

Enkel fargekoding

Vi bruker fargekoding for batteristørrelser i henhold til bransjestandarder for å gjøre gjenkjenningen av vanlige batteristørrelser enklere.

Enkel roterende dispenser

I dette pakkesystemet brukes et roterende hjul som gjør fjerning av batteriet veldig enkelt.

