

PHILIPS

배터리

Minicells

1.4V

공기아연

ZA312B6A



보청기를 위한 고품격 공기아연 기술

개인용 보청기에 오래 지속되는 성능 제공

편리한 사용

- 색상 표시로 훨씬 알아보기 쉬워진 배터리 크기
- 케이스로 간편하게 배터리 분리

최고의 성능

- 오래 가는 성능 보장
- 보청기에 맞게 설계된 공기아연 기술
- 최대 3년까지 사용이 가능한 배터리

주요 제품

신뢰할 수 있는 성능

탁월한 제조 기술이 적용되어 신뢰할 수 있고 오래 가는 성능을 보장합니다.

공기아연 기술

공기아연 기술로 보청기 전원 공급

편리한 색상 표시

많이 사용하는 배터리 크기를 쉽게 알아볼 수 있도록 업계 표준에 맞춰 배터리 크기별로 색상을 표시합니다.

간편한 회전식 케이스

이 패키지 시스템에는 회전 휠이 사용되어 배터리를 쉽게 분리할 수 있습니다.

사양

친환경 사양

중금속: 카드뮴 없음, 납 없음
포장 재질: 상자, PET
포장 유형: PET 블리스터

외부 상자

길이: 22 cm
소비자 패키지 수: 200
폭: 21 cm
총 중량: 1.7 kg
높이: 13 cm
GTIN: 1 48 95229 12559 6
순 중량: 0.56 kg
용기 중량: 1.14 kg

소비전력

배터리 용량: 최대 160mAh
배터리 유형: 보청기 / 공기아연
배터리 전압: 1.4 V

포장 크기

높이: 9.4 cm
포장 유형: 블리스터
선반 배치 유형: 겹치
폭: 4.77 cm
깊이: 0.5 cm
포함된 제품 수: 6
EAN: 48 95229 12559 9
총 중량: 0.00658 kg
순 중량: 0.0028 kg
용기 중량: 0.00378 kg

제품 규격

높이: 0.36 cm
폭: 0.79 cm
깊이: 0.79 cm

기술 사양

선반 수명: 3년

