



Philips Minicells
Baterie

1,4 V
Zinc-aer

ZA13BX30



Tehnologie de vârf Zinc-Aer pentru aparate auditive

Oferă o performanță de durată pentru aparatele auditive personale

Performanță superioară

- Fiabile pentru performanțe pe termen lung
- Tehnologia Zinc-air este ideală pentru aparatele auditive
- Bateria are o durată de viață (fără utilizare) de până la 3 ani

Ușurință în utilizare

- Culorile fac mai ușoară recunoașterea dimensiunilor bateriilor
- Dozatorul face ușoară scoaterea bateriei de ceas

PHILIPS

Specificații

Alimentare

- Tip baterie: Aparat auditiv / zinc-aer
- Tensiune baterie: 1,4 V

Specificații pentru protecția mediului

- Metale grele: Fără cadmiu, Fără plumb
- Material de împachetat: Cutie, PET
- Tip ambalaj: Cutie cadou, Ambalaj PET

Specificații tehnice

- Perioadă de valabilitate: 3 ani

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 28 x 21,5 x 18 cm
- Greutate netă: 2,2 kg

- Greutate brută: 3,25 kg
- Greutate proprie: 1,05 kg
- GTIN: 1 48 95229 12224 3
- Număr de ambalaje: 50

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 9,6 x 2,8 cm
- Greutate netă: 0,044 kg
- Greutate brută: 0,055 kg
- Greutate proprie: 0,011 kg
- EAN: 48 95229 12224 6
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
- Număr de produse incluse: 30
- Tip ambalaj: Cutie

Repere

Performanță și fiabilitate

În procesul de fabricație se utilizează o tehnologie excelentă pentru a garanta fiabilitate și performanțe pe termen lung.

Tehnologie Zinc-aer

Tehnologie Zinc-air pentru alimentarea aparatelor dvs. auditive

Codare ușoară pe culori

Pentru a face mai ușoară recunoașterea majorității dimensiunilor de baterii, utilizăm o codare pe culori pentru dimensiunile bateriilor conform standardelor din industrie.

Dozator rotativ simplu

În acest sistem de ambalare, un disc rotativ este utilizat pentru a ușura scoaterea bateriei de ceas.

