

PHILIPS

AVENT

Pamata

Single Electric Breast Pump

SCF323/11



Ātra darbība bez piepūles

Philips Avent elektriskais-krūts-piena-sūknis nodrošina optimālu piena plūsmu un saudzīgi pielāgojas jūsu izmēram un formai. Ātrs, ērts un parocīgs katrai jaunajai māmiņai.

Personalizēts

- Personalizēts sniegums, 4+4 iestatījumu līmeņi
- Maz detaļu un intuitīva salikšana
- Atmiņas funkcija
- Mazs un kompakts

Maigs un ērts

- Mīksts un adaptīvs silikona uzgalis

Izceltie produkti

Personalizēts sniegums



Katrā atslaukšanas reizē precīzi pielāgojiet ierīci savām vajadzībām, izmantojot virkni stimulēšanas un atslaukšanas iestatījumu. Mūsu piena sūknim ir 4 stimulēšanas un 4 atslaukšanas līmeņi, lai varat panākt tieši jums vajadzīgo sniegumu.

Mīksts, adaptīvs silikona uzgalis



Viens izmērs der visiem. Silikona uzgalis maigi lokās un pielāgojas, lai piekļautos jūsu krūtsgalam.

Vienkārša tīrīšana un salikšana



Noslēgtajā atslaukšanas sistēmā piens netek pa caurulēm, tāpēc ir mazāk tīrāmu daļu. Turklāt, tā kā detaļu ir mazāk, to ir pavisam viegli atkal salikt kopā.

Atmiņas iestatīšana



Vai jau zināt, kas jums der? Piena sūknis automātiski atceras pēdējos iestatījumus, tāpēc jums atliek tikai apsēsties un piespiest sākšanas pogu.

Mazs un kompakts



Mazs un kompakts motora bloks

Specifikācijas

Strāvas padeve

USB C savienojums

Elektrotīkla spriegums: 5 V un ≥ 1 A

Komplektā nav iekļauts strāvas adapteris. Nav uzlādējams, lietošanai tikai ar vadu.

Materiāls

0 % bis-fenols A*

Kas ir iekļauts

Motora bloks

Silikona caurulīte

USB-C kabelis

Natural pudelīte (125ml)

Piena atslaukšanas komplekts

Uzskrūvējams vāciņš

