



Philips Minicells  
Батарея

Повітряно-цинкова

ZA13BX60



## Високоякісна повітряно-цинкова технологія для слухових апаратів

Забезпечує тривале функціонування персональних слухових апаратів

### Максимальна ефективність

- Надійна для довготривалої ефективності
- Повітряно-цинкову технологію розроблено для слухових апаратів
- Батарея залишається свіжою для використання протягом 3 років

### Простота у користуванні

- Кольори дозволяють легше розпізнати розмір батареї
- Подавач спрощує виймання батарей

# PHILIPS

# Специфікації

## Потужність

- Тип батареї: Слуховий апарат/повітряно-цинкова
- Напруга батареї: 1,4 В

## Екологічні специфікації

- Важкі метали: Без кадмію, Без свинцю
- Пакувальний матеріал: Картон, ПЕТ
- Тип упаковки: ПЕТ блістер-упаковка

## Технічні характеристики

- Термін придатності: 3 роки

## Зовнішня коробка

- Код GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Кількість споживчих комплектів: 60

## Розміри упаковки

- Код EAN: 48 95229 12225 3
- Кількість виробів: 6

# ОСНОВНІ

## Надійна функціональність

У виробництві використовується відмінна технологія для забезпечення надійної та довготривалої функціональності.

## Повітряно-цинкова технологія

Повітряно-цинкова технологія для живлення слухових апаратів.

## Просте маркування кольором

Для кращого розпізнавання найпоширеніших розмірів батарей ми використовуємо маркуємо кольором батареї різних розмірів відповідно до галузевих стандартів.

## Простий поворотний подавач

У цій системі упаковки використовується поворотне коліщатко, що значно полегшує виймання батарей.



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064  
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)