

PHILIPS

AVENT

Lihtne

Single Electric Breast Pump

SCF323/11



Vaevata pumpamine

Philips Aveni elektriline rinnapump tagab optimaalse piimavoolu ja kohandub õrnalt vastavalt teie nibu suurusele ja kujule. Kiire, mugav ja käepärane iga uue ema jaoks.

Isikupärastatud


- Personaalne kogemus, 4 + 4 seadistuse taset
- Minimaalne osade arv ja intuiitiivne kasutamine
- Mälu funktsioon
- Väike ja kompaktn

Õrn ja mugav

- Pehme ja kohanduv silikoonpadi

Esiletõstetud tooted

Personaalne kogemus



Peenhäälestage iga sessiooni, kasutades erinevaid stimuleerimise ja pumpamise seadistusi. Meie rinnapump pakub 4 stimuleerimise ja 4 pumpamise seadistust, et saaksite nautida tõeliselt personaalset kogemust.

Pehme kohanduv silikoonpadi



Üks suurus, mis sobib kõikidele. Silikoonist padi paindub ja kohandub vastavalt teie rinnale.

Kerge puhastada ja valmis panna



Meie suletud väljutamissüsteem tähendab seda, et piim ei läbi ühtegi voolikut, tänu millele on seda lihtsam puhastada. Vähem osasid muudab ka kokkupaneku lihtsamaks.

Mälu seadistus



Leidsite sobiva seadistuse? Rinnapump jätab viimati kasutatud seadistused automaatselt meelde, seega tuleb teil vaid maha istuda ja nuppu vajutada.

Väike ja kompaktne



Väike ja kompaktne mootor

Spetsifikatsioon

Võimsus

USB-C ühendus

Võrgupinge: 5 V ja ≥ 1 A

Toiteadapter ei kuulu komplekti. Ei saa laadida, kasutatav ainult juhtmega.

Materjal

0% BPA-d*

Mis on kaasas

Mootor

Silikoonvoolik

USB-C kaabel

Naturali pudel (125 ml)

Pumpamise komplekt

Külgekeeratav kaas

