



Philips Minicells
elem

1,4 V
Cink-levegő

ZA10BX30



Csúcsminőségű cink-levegő technológia hallókészülékekhez

Lehetővé teszi az egyéni hallókészülékek hosszantartó működését

Kiváló teljesítmény

- Megbízható a hosszan tartó teljesítmény érdekében
- A cink-levegő technológiát hallókészülékekhez tervezték
- Az elemek maximum 3 évig maradnak használhatóak

Egyszerű használat

- A színeknek köszönhetően könnyű felismerni az elemek méreteit
- Az elemek egyszerűen eltávolíthatók a szétválogató segítségével

PHILIPS

Műszaki adatok

Tápellátás

- Elem típusa: Hallókészülék / cink-levegő
- Elem feszültsége: 1,4 V

Környezetvédelmi adatok

- Nehézfémek: Kadmiummentes, Ólommentes
- Csomagolóanyag: Karton, PET
- Csomagolás típusa: PET-buborékfólia

Műszaki adatok

- Élettartam: 3 év

Külső kartondoboz

- GTIN: 1 48 95229 12222 9
- Fogyasztói csomagolások száma: 50
- Bruttó tömeg: 4,630 lb
- Bruttó tömeg: 2,1 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
11,0 x 8,5 x 7,1 hüvelyk
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
28 x 21,5 x 18 cm
- Nettó tömeg: 0,4200 kg
- Nettó tömeg: 0,926 lb
- Táratömeg: 3,704 lb
- Táratömeg: 1,6800 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 48 95229 12222 2
- Tartozékok száma: 6
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
2,0 x 3,8 x 1,1 hüvelyk
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
5 x 9,6 x 2,8 cm
- Bruttó tömeg: 0,079 lb
- Bruttó tömeg: 0,036 kg
- Nettó tömeg: 0,019 lb
- Nettó tömeg: 0,0084 kg
- Csomagolás típusa: Bliszter
- Táratömeg: 0,060 lb
- Táratömeg: 0,0276 kg
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
0,58 x 2,4 x 2,04 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
0,2 x 0,9 x 0,8 hüvelyk
- Tömeg: 0,004 lb
- Tömeg: 0,00168 kg

Fénypontok

Megbízható teljesítmény

A gyártás során kitűnő technológiát alkalmazunk, mely garantálja a megbízható és hosszan tartó teljesítményt.

Cink-levegő technológia

Cink-levegő technológia hallókészülékek áramellátásához.

Egyszerű színkódolás

A leggyakrabban használt elemméretek könnyebb felismerése érdekében az ipari szabványoknak megfelelő elemméretekhez színkódolást alkalmazunk.

Egyszerű forgó szétválogató

Ebben a csomagolórendszerben egy forgó kerék teszi nagyon egyszerűvé az elemek eltávolítását



Kiadás dátuma
2022-06-27

Verzió: 2.1.3

12 NC: 8670 001 77061
EAN: 48 95229 12222 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com