



Philips Minicells
Pin

1,4V
Zinc-air

ZA10BX30



Công nghệ Zinc-air chất lượng hàng đầu dùng cho máy trợ thính

Cung cấp hiệu suất bền lâu cho máy trợ thính cá nhân

Hiệu suất cao nhất

- Hiệu suất lâu dài, đáng tin cậy
- Công nghệ Zinc-air được thiết kế dùng cho máy trợ thính
- Pin vẫn còn mới để sử dụng lên đến 3 năm

Dễ sử dụng

- Màu sắc giúp nhận dạng kích thước pin dễ dàng hơn
- Đầu xoay giúp dễ tháo viên pin

PHILIPS

Pin
1,4V Zinc-air

Các thông số

Công suất

- Kiểu pin: Máy trợ thính / Zinc-Air
- Điện áp pin: 1,4 V

Thông số xanh

- Kim loại nặng: Không chứa cadimi, Không chứa chì
- Vật liệu đóng gói: Thùng các tông, PET
- Dạng đóng gói: Vĩ nhựa PET

Thông số kỹ thuật

- Thời hạn sử dụng: 3 năm

Hộp các tông ngoài

- GTIN: 1 48 95229 12222 9
- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 50
- Tổng trọng lượng: 4,630 lb
- Tổng trọng lượng: 2,1 kg
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 11,0 x 8,5 x 7,1 inch
- Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 28 x 21,5 x 18 cm
- Trọng lượng: 0,4200 kg
- Trọng lượng: 0,926 lb
- Trọng lượng bì: 3,704 lb
- Trọng lượng bì: 1,6800 kg

Kích thước hộp đóng gói

- EAN: 48 95229 12222 2
- Số lượng sản phẩm bao gồm: 6
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 2,0 x 3,8 x 1,1 inch
- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 5 x 9,6 x 2,8 cm
- Tổng trọng lượng: 0,079 lb
- Tổng trọng lượng: 0,036 kg
- Trọng lượng: 0,019 lb
- Trọng lượng: 0,0084 kg
- Dạng đóng gói: Vĩ
- Trọng lượng bì: 0,060 lb
- Trọng lượng bì: 0,0276 kg
- Dạng đặt giá để: Cả hai

Kích thước sản phẩm

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 0,58 x 2,4 x 2,04 cm
- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 0,2 x 0,9 x 0,8 inch
- Khối lượng: 0,004 lb
- Khối lượng: 0,00168 kg

ZA10BX30/00

Những nét chính

Hiệu suất đáng tin cậy

Trong sản xuất, công nghệ xuất sắc đang được sử dụng để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và lâu dài.

Công nghệ Zinc-air

Công nghệ Zinc-air cung cấp điện cho máy trợ thính của bạn.

Đặt mã màu dễ dàng

Để giúp nhận dạng các kích thước pin phổ biến nhất, chúng tôi sử dụng mã màu cho các kích thước pin theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Đầu xoay đổi viên pin dễ dàng

Trong vỉ gói có đầu xoay giúp dễ tháo viên pin.



Ngày phát hành
2022-06-23

Phiên bản: 2.1.3

12 NC: 8670 001 77061
EAN: 48 95229 12222 2

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com