

PHILIPS


Baterai

Minicells

1,4 V

Zinc-air

ZA13BX30



Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Kelebihan Utama

Kinerja andal

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Teknologi Zinc-air

Teknologi Zinc-air untuk daya pada alat bantu dengar Anda.

Kode warna yang mudah

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Dispenser berputar yang mudah

Pada sistem kemasan ini digunakan sistem roda putar yang membuat baterai mudah dikeluarkan.

Spesifikasi

Spesifikasi Ramah Lingkungan

Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb

Bahan kemasan: Kardus, PET

Jenis kemasan: Kotak hadiah, PET blister

Kardus Luar

Panjang: 28 cm

Jumlah kemasan konsumen: 50

Lebar: 21.5 cm

Berat kotor: 3.25 kg

Panjang: 18 cm

GTIN: 1 48 95229 12224 3

Berat bersih: 2.2 kg

Berat tara: 1.05 kg

Daya

Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air

Voltase baterai: 1.4 volt

Dimensi kemasan

Panjang: 9.6 cm

Jenis kemasan: Kotak

Jenis penempatan di rak: Keduanya

Lebar: 5 cm

Tinggi: 2.8 cm

Jumlah produk yang disertakan: 30

EAN: 48 95229 12224 6

Berat kotor: 0.055 kg

Berat bersih: 0.044 kg

Berat tara: 0.011 kg

Spesifikasi teknis

Daya simpan: 3 tahun

