



Philips Minicells
Baterai

10/230
Zinc-air

ZA10B6A

Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

PHILIPS

Spesifikasi

Daya

- Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air
- Voltase baterai: 1.4 volt
- Kapasitas baterai: maks. 90 mAH

Spesifikasi Ramah Lingkungan

- Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb

- Bahan kemasan: Kardus, PET
- Jenis kemasan: PET blister

Spesifikasi teknis

- Daya simpan: 2 tahun



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 1.0.1

12 NC: 8670 001 01119
EAN: 87 12581 68099 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com