

Philips
เข็มขัดนวดหน้าท้อง

สัญญาณไฟฟ้าแบบ EMS
อุณหภูมิ 3 ระดับ
ดีไซน์แบบถอดออกได้

PPM4331



เสริมแกร่งและนวดกล้ามเนื้อ ได้ทั้งออกกำลังกายและผ่อนคลายควบคู่กัน

ไอออนเงิน×EMS×ประคบร้อน ผ่อนคลายด้วยการนวด

ผสมผสานสัญญาณไฟฟ้าแบบ EMS กับฟังก์ชันประคบร้อน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณสะโพกและหน้าท้อง บรรเทาอาการปวดและไม่สบายกล้ามเนื้อ มีอุณหภูมิและความแรงในการนวดให้เลือกหลายระดับ เหมาะกับการนวดคนหลายๆ ประเภท

เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ไอออน

- ผ้านาโนซิลเวอร์ช่วยสะสมความร้อนและกระตุ้นการขับเหงื่อ
- แผ่นโอบล้อมที่สัมผัสสบายช่วยปกป้องสะโพกและหน้าท้องของคุณ

การนวดด้วยสัญญาณไฟฟ้าแบบ EMS

- การนวดจากกระแสไฟฟ้าปริมาณต่ำแบบ EMS ช่วยเร่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
- 6 โหมด 16 ระดับความแรงเพื่อช่วยให้ความผ่อนคลายจากการนวด

ใช้งานได้อย่างไร้กังวล

- จอแสดงผลที่มีหน้าจอบนขนาดใหญ่และแบตเตอรี่อายุการใช้งานนานสำหรับการนวดแบบไร้สาย
- ตัวแข็งเตือนด้วยเสียงอัจฉริยะที่ใช้งานง่าย

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ย x ก x ส): 1050 x 203 x 20 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 400 ก.
- สี: สีดำ

พารามิเตอร์หลัก

- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 3.7 V
- เวลาตัดไฟอัตโนมัติ: 15 นาที
- อุณหภูมิการให้ความร้อน: about 40-50 °C
- กำลังไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 8 วัตต์

- แบตเตอรี่: 2500 mAh
- กระแสไฟสำหรับชาร์จ: 1 A
- พอร์ตชาร์จ: USB Type-C
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 5 V

ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

ไฮไลท์

เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ไอออน

ชั้นในผ้าซิลเวอร์ไอออนทรงพลัง ช่วยให้ร้อนไวและล็อกความร้อนไว้ได้นาน มาพร้อมฟังก์ชันประคบร้อนที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิร่างกายแม้ในขณะที่นั่งและกระตุ้นการขับเหงื่อ สวมใส่ขณะออกกำลังกายเพื่อเร่งเผาผลาญแคลอรีและเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายได้ มีอุณหภูมิให้เลือก 3 ระดับ: 40, 45 และ 50

การปกป้องที่ให้ผู้สวมใส่สบาย

ผ้ายืดหยุ่นสูงพอดีสะโพกและหน้าท้อง ช่วยให้รู้สึกสบายขณะสวมใส่ โอบกระชับสะโพกและหน้าท้องโดยไม่รัดร่างกาย พอดีกับสะโพกและหน้าท้อง รวมทั้งกระจายแรงโอบกระชับได้ทั่วสะโพกและหน้าท้อง สามารถยืดตามแนวยาวได้ อีกทั้งยังรองรับการกระจายแรงรัดตามแนวขวางไปที่กระดูกสันหลังส่วนเอวขณะออกกำลังกายและลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้

การควบคุมด้วยสัญญาณไฟฟ้าปริมาณต่ำแบบ EMS

อัปเดตการตั้งค่าความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าแบบ EMS เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อสะโพกและหน้าท้องได้ในขณะนั่งหรือยืน

โหมดและระดับความแรงหลายแบบ

ควบคุมบริเวณข้อต่อหลักได้ 6 บริเวณ ครอบคลุมบริเวณกว้าง กดเน้นกล้ามเนื้อสะโพกและหน้าท้องได้ลึก กระตุ้นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสะโพกและหน้าท้อง และนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อคลาย มาพร้อม 6 โหมด (ยืดคลายกล้ามเนื้อหน้าท้อง นวดตบ นวดคลึง ออกกำลังกาย นวด ผ่อนคลาย) และความแรง 16 ระดับ คุณจะพบกับการผสมผสานการนวดที่เหมาะสมกับคุณได้เสมอ

ตัวควบคุมแบบไร้สาย

จอแสดงผลที่มีหน้าจอขนาดใหญ่: 6 โหมด 16 ระดับความแรงที่สามารถเข้าใจการทำงานได้ทันที อีกทั้งยังติดตั้งมาพร้อมกับแถบไฟแบบมีสีสำหรับแสดงสถานะการประคบร้อน มีหลายฟังก์ชันแต่ไม่ทำให้สับสน มีแบตเตอรี่ลิเทียมขนาด 2,500 mAh ในตัว ที่ช่วยให้ใช้งานได้นาน 120 นาทีหลังจากชาร์จเต็ม คุณจึงพกพาไปข้างนอกได้อย่างไร้กังวล

เสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะ

มีปุ่มกดที่ตัวควบคุม โดยมีปุ่มแยกสำหรับปรับโหมดและความแรง ช่วยให้การโต้ตอบมีความชัดเจน เสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะที่คุ้นเคยช่วยให้คุณใช้งานได้ อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องก้มมอง

