

Philips  
Alat Pijat Pinggang

**Denyut EMS**

3 tingkat suhu  
Desain yang dapat dilepas

PPM4331



## Kebugaran& pijatan, efek ganda dari latihan&relaksasi

Silver ion×EMS×kompres panas, rileks berkat pijatan

Perpaduan denyut EMS dan fungsi kompres panas yang dimilikinya mampu melancarkan sirkulasi darah di bagian pinggang dan perut serta menghilangkan nyeri otot dan pegal.

Tersedia berbagai suhu dan kekuatan pijatan. Cocok untuk segala jenis pengguna.

### **Teknologi Nano Silver Ion**

- Kain nano-silver yang mampu mengumpulkan panas dan memicu keluarnya keringat
- Bahan yang nyaman melindungi pinggang dan perut Anda

### **Pijat Denyut EMS**

- Pijat arus mikro EMS memudahkan pergerakan otot
- 6 mode dan 16 intensitas yang mampu membantu relaksasi pijat

### **Penggunaan Awet dan Mudah**

- Tampilan layar besar & baterai yang tahan lama untuk pijat nirkabel
- Pengingat suara pintar yang praktis

**PHILIPS**

# Spesifikasi

## Spesifikasi umum

- Berat bersih: sekitar 400 g
- Dimensi Produk (PxLxT): 1050x203x20 milimeter
- Warna: Hitam

## Parameter utama

- Suhu pemanasan: about 40-50 °C
- Waktu mati otomatis: 15 menit
- Tegangan operasional: 3,7 V
- Daya operasional: 8 W

- Baterai: 2500 mAh
- Arus pengisian daya: 1 A
- Port pengisian daya: USB Tipe C
- Tegangan pengisian daya: 5 V

## Negara asal

- Buatan: Cina

## Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

# Kelebihan Utama

## Teknologi Nano Silver Ion

Terbuat dari lapisan silver ion aktif, kain dengan teknologi ini mampu menghantarkan panas dengan cepat dan mempertahankan suhu dalam waktu yang lama. Dengan fungsi kompres panas, suhu tubuh akan meningkat bahkan saat duduk dan memicu keluarnya keringat. Pakailah saat berolahraga untuk mempercepat pembakaran kalori dan meningkatkan efisiensi olahraga. Tersedia 3 tingkat suhu: 40, 45, dan 50 derajat.

## Perlindungan Nyaman

Kainnya yang superelastis pas di pinggang dan perut, membuatnya nyaman dipakai. Alat ini mengencangkan pinggang dan perut tanpa membuat tubuh merasa ketat. Pas dengan lekuk pinggang dan perut serta memberikan tekanan secara merata pada bagian-bagian tersebut. Kain ini mampu meregang secara longitudinal dan menopang secara horizontal untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang lumbal saat berolahraga dan meminimalkan potensi cedera olahraga.

## Pijat Arus Mikro EMS

Peningkatan pengaturan frekuensi EMS membantu otot bergerak secara mandiri sehingga Anda dapat melatih pinggang dan perut sambil duduk atau berdiri.

## Berbagai Mode dan Intensitas

6 area utama pijat sendi, mencakup area yang luas, memusatkan pada kelompok otot pinggang dan perut, menyimulasikan gerakan otot pinggang dan perut serta relaksasi pijat. Dengan 6 mode (pengencangan otot perut, ketukan, urut, olahraga, pijat biasa, relaksasi) dan 16 intensitas, temukan kombinasi pijatan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

## Pengontrol Nirkabel

Tampilan layar besar: 6 mode dan 16 intensitas mudah dilihat dan jelas. Dilengkapi dengan bilah lampu warna untuk menampilkan status kompres panas. Tampilan ini memiliki banyak fungsi yang tetap ramah pengguna. Dibekali baterai litium 2.500 mAh yang dapat digunakan hingga 120 menit setelah terisi penuh. Nikmati pijatan tanpa khawatir baterai cepat habis.

## Pengingat Suara Pintar

Terdapat tombol mekanis pada pengontrol serta pengaturan mode dan intensitas yang dioperasikan menggunakan tombol terpisah untuk mempermudah interaksi. Berkat pengingat suara pintar yang andal, Anda dapat mengoperasikan alat dengan mudah tanpa perlu melihat ke bawah.



Tanggal dikeluarkan  
2024-08-21

Versi: 3.3.1

EAN: 48 97126 05089 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)