

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean Smart 9350

Élimine jusqu'à 20 fois plus de
plaque dentaire*

Des gencives jusqu'à 15 fois plus
saines**

Jusqu'à 100 % de taches en
moins***

Alerte de pression visible



HX9902/77



Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart nettoie en profondeur, pour un sourire plus blanc et sain. Les têtes de brosse hautes performances répondent à tous vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire, tandis que la technologie Smart Sensor vous fournit des informations personnalisées et vous permet de progresser.

Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

- Vous aide à améliorer votre technique de brossage
- Guidage connecté pour un brossage en douceur
- Vous guide et fournit des indications en temps réel pendant le brossage
- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Prenez plus soin des zones problématiques

Optimisez votre brossage


- Sélectionne automatiquement le mode qui vous convient
- Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale
- Faites votre choix parmi 4 modes et 3 réglages d'intensité
- Solution de charge simple et élégante, chez soi comme en déplacement

Des performances Premium

- Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact**** pour un brossage sans effort
- Tête de brosse tout-en-un, pour un soin complet
- Brossage sonore : le summum de l'efficacité

Caractéristiques

Tête de brosse Premium tout-en-un



Brossez-vous les dents sans compromis avec la tête de brosse A3 Premium tout-en-un. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de brins inclinés éliminant jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire, même dans les zones difficiles d'accès*. Les pointes triangulaires permettent d'éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en moins de deux jours***. Et les brins plus longs nettoient en profondeur, pour des gencives jusqu'à 15 fois plus saines en seulement deux semaines**. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation ? Notre fonction BrushSync peut vous prévenir quand il est presque temps de remplacer.

Un brossage sonore fiable




Éliminez la plaque dentaire grâce à la technologie sonore, notre référence en matière de nettoyage doux et efficace. Lorsque vous vous brossez les dents, jusqu'à 62 000 mouvements de brossage et l'action des fluides dynamiques contribuent à nettoyer les zones difficiles d'accès, pour une bouche incroyablement fraîche et propre.

4 modes, 3 réglages d'intensité




Smart DiamondClean : une solution complète. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 4 modes répondent à tous vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour éliminer les taches, Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur vivifiant, et Gum Health pour nettoyer en douceur le long des gencives.

Vous guide et fournit des indications en temps réel




L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

Fonction Retouche



S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.

Zones à surveiller et définition d'objectifs




Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettrons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

Simplicité



Lorsque vous utilisez une brosse à dents électrique, le mieux est de la laisser faire le travail. Nous avons intégré au manche un capteur qui fonctionne avec notre application pour vous aider à ne pas frotter trop fort. Vous pourrez ainsi améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et efficace.

Trop de pression ?



Vous n'avez peut-être pas conscience de vous broser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se broser les dents.

Spécifications

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose or

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus, Recherchez Philips Sonicare dans le Google Play Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec les systèmes d'exploitation.

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus, Recherchez Philips Sonicare dans l'App Store pour des informations plus détaillées sur la compatibilité avec iOS.

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Afficheur: Écran lumineux

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 A3 Premium tout-en-un, 1 Premium Plaque Defense C3

Housse de voyage: Coffret de voyage avec charge USB, 1

Manche: 1 DiamondClean Smart

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines**

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins***

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Modes

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

A3 Premium tout-en-un: Sélection du mode Clean

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveille et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

Capteur de position: Vous guide vers les zones que vous avez oubliées



* par rapport à une brosse à dents manuelle.

** Lors de l'utilisation d'une tête de brosse A3, par rapport à une brosse à dents manuelle.

*** Par rapport à une brosse à dents manuelle. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats effectifs peuvent varier.

**** Par rapport à une tête de brosse DiamondClean.

***** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard.