



필립스 Minicells
배터리

1.4V
공기아연

ZA13BX30



보청기를 위한 고품격 공기아연 기술

개인용 보청기에 오래 지속되는 성능 제공

최고의 성능

- 오래 가는 성능 보장
- 보청기에 맞게 설계된 공기아연 기술
- 최대 3년까지 사용이 가능한 배터리

편리한 사용

- 색상 표시로 훨씬 알아보기 쉬워진 배터리 크기
- 케이스로 간편하게 배터리 분리

PHILIPS

배터리
1.4V 공기아연

사양

소비전력

- 배터리 유형 : 보청기 / 공기아연
- 배터리 전압 : 1.4 V

친환경 사양

- 중금속 : Cd 없음, Pb 없음
- 포장 재질 : 상자, PET
- 포장 유형 : 선물박스, PET 블리스터

기술 사양

- 선반 수명 : 3 년

외부 상자

- 실외용 포장 (L x W x H): 28 x 21.5 x 18 cm
- 순중량 : 2.2 kg

- 총중량 : 3.25 kg
- 용기 중량 : 1.05 kg
- GTIN: 1 48 95229 12224 3
- 소비자 패키지 수 : 50

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 5 x 9.6 x 2.8 cm
- 순중량 : 0.044 kg
- 총중량 : 0.055 kg
- 용기 중량 : 0.011 kg
- EAN: 48 95229 12224 6
- 선반 배치 유형 : 양쪽
- 포함된 제품 수 : 30
- 포장 유형 : 상자

ZA13BX30/00

주요 제품

신뢰할 수 있는 성능

탁월한 제조 기술이 적용되어 신뢰할 수 있고 오래 가는 성능을 보장합니다.

공기아연 기술

공기아연 기술로 보청기 전원 공급

편리한 색상 표시

많이 사용하는 배터리 크기를 쉽게 알아볼 수 있도록 업계 표준에 맞춰 배터리 크기별로 색상을 표시합니다.

간편한 회전식 케이스

이 패키지 시스템에는 회전 휠이 사용되어 배터리를 쉽게 분리할 수 있습니다.



발행 일자 2022-09-27

버전 : 4.1.4

12 NC: 8670 001 77063
EAN: 48 95229 12224 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com