

PHILIPS

Smartsleep ディープスリープ
ヘッドバンド 2 Lサイズ

SmartSleep Deep Sleep
Headband 2

オーディオトーンで深い睡眠の質を
高める

スマートアラームで爽快な寝覚めを
スリープサウンドで快適な就寝を

SleepMapperアプリと連携



HH1607/03

睡眠は長さから深さへ。

深い睡眠は記憶の定着や脳の回復にとっても重要な要素です。本製品はこの深い睡眠に着目し、音によって深い睡眠の持続時間を延ばす目的で開発された商品です

脳波を計測し、睡眠が深くなったタイミングで500-2000Hzの断続的なオーディオトーンを流すことで、深い睡眠時に出現する徐波（スローウェーブ）を活性化させ、深い睡眠の質を高めることを目的に開発されたウェアラブル型ヘッドバンド。

手軽に楽しむ

- 睡眠ブーストで深い睡眠をサポート
- 快適な装着感
- 対象者
- スリープサウンド
- スマートアラーム
- 調整スライダでフィット感を調整

モバイルアプリで睡眠の状態と質をトラッキング

- SleepMapperで睡眠の質の変化を記録
- 睡眠状態に合わせたヒントを提供

SmartSleep Deep Sleep Headband 2

Smartsleep ディープスリープ ヘッドバンド 2 Lサイズ

HH1607/03

仕様

パッケージの内容

内容: SmartSleepディープスリープヘッドバンド
2、充電器、ユーザーズマニュアル

仕様

入力: 100~240 VAC、50/60 Hz、0.18 A
出力: 5.0 VDC、1.0 A

***注記: 50歳を超えると徐波振幅が小さくなるため、製品の感知精度および性能は低くなります。音量は最大80 dBです。聴覚障害により80 dBの聴き取りが困難な場合、SmartSleepディープスリープヘッドバンド2を使用してもメリットはありません。

* SmartSleepディープスリープヘッドバンドは、ライフスタイルが原因で十分な睡眠が得られない成人に適しています。不眠症や睡眠時無呼吸などの睡眠障害のある方や、聴覚障害により80 dbが聴き取れない方は対象としていません。50歳以上の方は、深い睡眠の著しい改善を体感できない場合があります。

* -

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips
N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-01-16
バージョン: 1.1.1

EAN: 60 69594 21349 8

www.philips.com