

PHILIPS

IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

Lumea IPL 8000 Series

„SmartSkin“ jutiklis

4 išmanūs priedai: kūnui, veidui, bikinio sričiai, pažastims

Programa „Lumea IPL“

Naudojimas įjungus į el. tinklą



BRI947/00



Pritaikytas jums su „SenseIQ“

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Mėgaukitės greita ir suasmeninta procedūra naudodami „Lumea IPL 8000“ serijos gaminį. „SenseIQ“ technologija su išmaniaisiais priedais ir programėle „Lumea IPL“ ilgai išliekančiai glotniai odai.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga
- Ypač ilgas kabelis, skirtas didesniai lankstumui gydymo metu

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 4 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.

Ypatybės

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį



Iš pradžių kas dvi savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blauzdų procedūros trunka 8,5 min.

„SenseIQ“ technologija



„Lumea 8000“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaityto jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

Ypač ilgas laidas



Patogu naudoti dėl ypač ilgo kabelio, kad būtų lengva pasiekti ir pagerinti manevringumą.

4 išmanieji priedai



Specialiai sukurti priedai puikiai priglundą prie kūno linknių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Bikinio sritis ir pažastys: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.


Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir

veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Programa „Philips Lumea IPL“



Mūsų nemokama instrukravimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikti kiekvieną seansą. Atsisiuntę daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

Kūno procedūros priedas: Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm2, Kūnui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui

Veido procedūros priedas: Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm2, papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

Bikini srities procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm2, Jautriai bikinio sričiai pritaikyta procedūra

Pažasties procedūros priedas: Forma: įgaubtas, Langelio dydis: 3 cm2, Pažastims pritaikyta procedūra

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie

jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių
„SmartSkin“ jutiklis: Tinkamas nustatymas pagal pareikalavimą

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Greitam naudojimui

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojimas įjungus į el. tinklą

Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Techniniai duomenys

Įtampa: 100–240 V

Didelio našumo lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus**

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Gražus krepšelis

Adapteris: 19,5 V / 4000 mA

Procedūros laikas

Pažastys: 2,5 min.

Bikini linija: 2 min.

Veido sritys: 1,5 min.

Apatinės kojų dalys: 8,5 min.

