


# PHILIPS

Wiederverwendbarer  
SideStream Vernebler

SideStream

mit der Maske „Tucker die  
Schildkröte“

Schlauch und Mundstück  
inbegriffen

 Product Picture

HH1310



## Behandlung innerhalb von 6–8 Minuten\*

Die wiederverwendbaren SideStream Vernebler sind für die gängigsten verschreibungspflichtigen Atemwegs-Therapeutika geeignet. Im Lieferumfang sind ein Schlauch und eine Maske mit kinderfreundlichem Figurendesign enthalten.

### **Wirksame Verabreichung von Wirkstoffen**

- Durchgehend hochwertiges Aerosol

# Besonderheiten

## Innovatives Düsendesign



Das Venturi-System des SideStream Verneblers verstärkt den durch den Kompressor bereitgestellten Luftstrom, sodass Wirkstoffe schneller bereitgestellt werden und sich die Behandlungszeiten verkürzen.

# Daten

## Design

**Weniger Teile:** Easy to assemble and clean  
**Venturi-System:** Durchgehende Wirkstoffbereitstellung

