

PHILIPS

IMT


Threshold

Entrenador de músculos respiratorios

Aumenta la resistencia

Aumenta la fuerza respiratoria

HH1332



Presión beneficiosa para usted

Con una válvula unidireccional dependiente del flujo, los dispositivos de umbral mantienen una presión constante, independientemente del flujo de aire del paciente.

Diseño conveniente

- Confiable y fácil de limpiar
- Funciona en cualquier posición

Opción de boquilla/máscara

- Opción de boquilla/máscara

Uso previsto

- Uso previsto del IMT

Destacados

Opción de boquilla/máscara

Opción de boquilla/máscara para mayor flexibilidad

Confiable y fácil de limpiar

Threshold está elaborado con acrílico duradero de alto impacto.

Funciona en cualquier posición

Terapia efectiva en cualquier posición

Uso previsto

El entrenador de músculos respiratorios (IMT) Threshold se puede utilizar para fortalecer los músculos y mejorar su resistencia.

Especificaciones

Detalles del producto

Limpieza: Lavar con agua jabonosa tibia después de cada uso. Enjuagar todas las piezas con agua limpia. Sacudir el exceso de agua y secar al aire. NO HERVIR NI CALENTAR.

