

PHILIPS

 Product Picture

Nebulizador
reutilizable

SideStream

Tratamiento en 6 minutos*

Se puede utilizar con máscara

Adecuado para adultos y niños

Reemplazar después de
6 meses

HH1320/00

Tratamiento en 6 a 8 minutos*

La tecnología comprobada hace que el tratamiento sea rápido y fácil

El nebulizador reutilizable SideStream se puede utilizar durante 6 meses antes de reemplazarlo. Gracias a su diseño único, SideStream ofrece una administración de medicamentos más rápida y tiempos de tratamiento más breves, y puede utilizarse con la mayoría de los medicamentos respiratorios más recetados.

Menores tiempos de tratamiento

- Diseñado para aspirar el aire

Tecnología comprobada

- Administración del tratamiento en un período de entre 6 y 8 minutos*

Rendimiento constante

- Confíe en un tratamiento uniforme

Destacados

Mantiene una administración eficaz en el tiempo

Cumplir con su tratamiento respiratorio es más fácil cuando la administración de sus medicamentos es uniforme y confiable. Los nebulizadores SideStream mantienen la corriente de aire y el medicamento líquido por separado a fin de conseguir un rendimiento ininterrumpido.

Tratamiento rápido y eficaz*

La parte superior del nebulizador SideStream, junto con un compresor InnoSpire, proporciona una administración del medicamento en

aerosol más rápida y tiempos de tratamiento más breves, para que vuelva a su vida cotidiana lo antes posible.

Tiempo de tratamiento rápido y eficaz

El sistema Venturi del nebulizador SideStream aumenta el flujo de aire que proporciona el compresor, lo que permite una administración del medicamento más eficiente y que su tratamiento general sea más rápido.

