

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico

For Kids Design a
Pet Edition

Tecnologia Sonicare

Adesivi personalizzabili

App gratuita Sonicare For Kids



HX3603/01



Aiuta i bambini a prevenire la carie

Un modo divertente per sviluppare abitudini sane e durature

Aiuta a sviluppare abitudini di igiene orale con Sonicare for Kids. È sicuro e delicato su denti e gengive in fase di crescita e aiuta a prevenire la carie. La nostra edizione speciale Design a Pet è dotata di divertenti adesivi per personalizzare il proprio spazzolino.

Progettato su misura per te

- Semplifica i tuoi spostamenti

Rendi divertente la pulizia dei denti

- Crea il tuo design personalizzato con divertenti adesivi riutilizzabili
- L'app gratuita Sonicare for Kids li guida in una pulizia più efficace

Aiuta i bambini a prevenire la carie

- La tecnologia Sonicare aiuta a prevenire la carie

Sviluppa abitudini sane e durature

- Le testine sono progettate appositamente per i bambini
- SmarTimer e KidPacer fanno sì che i bambini spazzolino i denti per almeno 2 minuti
- 2 impostazioni di intensità per una pulizia delicata

In evidenza

Tecnologia Sonicare



La delicata azione a impulsi raggiunge in profondità gli spazi interdentali e il bordo gengivale. In questo modo i bambini otterranno la migliore pulizia possibile mentre imparano a spazzolare i denti.

Testina progettata per i bambini



Le testine sono progettate appositamente per aiutare i bambini a ottenere una pulizia accurata mentre imparano a spazzolare i denti. Una testina compatta è inclusa. Le testine di dimensioni standard sono vendute separatamente.

Crea il tuo animale domestico personalizzato



L'edizione speciale Design a PET include adesivi riutilizzabili così che i bambini possano trasformare i loro spazzolini ogni volta in un

nuovo personaggio animale. Rendiamo la pulizia dei denti un momento divertente della loro giornata!

SmarTimer e KidPacer




Guida i bambini nello sviluppo di sane abitudini. La funzione SmarTimer fa sì che i bambini spazzolino i denti per almeno 2 minuti pieni, mentre la funzione KidPacer fa in modo che passino a una nuova zona della bocca ogni 30 secondi.

2 impostazioni velocità



I denti in fase di crescita hanno bisogno di una maggiore protezione. Scegli tra le impostazioni Gentle e Extra Gentle, con una testina in gomma per una pulizia confortevole.

App gratuita Sonicare For Kids



Svilupa abitudini sane che dureranno tutta la vita. La nostra app gratuita Sonicare for Kids aiuta i bambini a lavare i denti due volte al giorno per 2 minuti pieni come raccomandato dai dentisti. Lavarsi i denti non è mai stato così divertente!

Sottile custodia da viaggio



La custodia da viaggio di alta qualità consente di conservare lo spazzolino in modo igienico, mentre il caricatore USB da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all'uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: DC5V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): 14 giorni

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco con pulsante verde acqua

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Accessori inclusi

Testine: 1 Sonicare for Kids mini

Manico: 1 manico Sonicare for Kids

Caricabatterie: 1 caricatore USB

Custodia da viaggio: 1 custodia da viaggio sottile

Adesivi: 2 fogli adesivi a tema animali

Prestazioni di pulizia

Timer: SmarTimer e KidPacer

