

PHILIPS

Duurzaam pollenfilter,
verpakking met 1 stuk

DreamStation 2

88% effic. bij deeltjes van
10 micron

Om de 6 maanden vervangen

Inclusief 1 duurzaam filter

HH1544/00



Filter stof, pollen en meer

De herbruikbare pollenfilters van Philips zorgen ervoor dat u schone lucht inademt door 88% van alle grote stofdeeltjes, pollen en huidschilfers van huisdieren van 7 tot 10 micron tegen te houden.

Specificaties

Productgegevens

Vervanging: Iedere 6 maanden

Materiaal: 100% polyester

