

Philips  
Alat Pijat Leher

Pijat arus mikro EMS  
2 tingkat kompres panas  
Penopang yang fleksibel

PPM3311



## Perawatan ekstra untuk leher

Penopang yang nyaman dan pijatan yang merilekskan

Alat yang berfungsi melemaskan otot leher ini memadukan fitur pijatan arus mikro dan kompres hangat. Desainnya yang ergonomis mampu menopang dagu dan leher dengan baik dan nyaman. Tersedia berbagai mode dan intensitas yang cocok untuk segala jenis pengguna.

### Perpaduan penopang kepala & leher serta pijatan

- Perpaduan inovatif penopang kepala & leher serta pijatan
- Desain penopang berbentuk V
- Penopang yang fleksibel
- Busa yang lembut dan superelastis

### Berbagai metode pijatan

- Pijat denyut frekuensi ganda EMS
- 2 tingkat kompres panas
- 4 mode utama dan 12 tingkat intensitas

### Penggunaan yang awet dan mudah

- Tali ekstensi leher yang lembut
- Desain ringan 150 g
- Daya tahan baterai yang lama hingga 120 menit

# PHILIPS

## Alat Pijat Leher

Pijat arus mikro EMS 2 tingkat kompres panas, Penopang yang fleksibel

# Spesifikasi

### Spesifikasi umum

- Berat bersih: sekitar 0,15 kg
- Tipe pijat: EMS, Kompres panas
- Dimensi Produk (PxLxT): 170x180x110 milimeter
- Warna: Biru Gelap

### Parameter utama

- Waktu mati otomatis: 10 menit
- Tegangan operasional: 3,7 V
- Daya operasional: 3 W
- Mode pijat: 4

- Baterai: 950 mAh
- Arus pengisian daya: 1 A
- Port pengisian daya: USB Tipe C
- Tegangan pengisian daya: 5 V
- Tingkat kekuatan pijat: 12

### Negara asal

- Buatan: Cina

### Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

PPM3311DB/97

# Kelebihan Utama

### Perpaduan penopang kepala dan leher serta pijatan

Desain penopang berbentuk V yang baru menggabungkan pijatan EMS dan kompres panas. Saat memijat, alat ini membantu meluruskan tulang belakang leher dan membuat Anda tetap tegak. Nikmati pengalaman pijat yang multifungsi.

### Desain penopang

Area di sekitar dagu memiliki bentuk V. Penopang ini didesain ergonomis dan menyesuaikan lekukan dagu. Dagu Anda akan ditopang dengan baik agar Anda tidak menunduk berlebihan. Tekanan pada kepala dan leher pun berkurang.

### Penopang yang fleksibel

Rangka penopang elastisnya yang melengkung dapat menjaga postur kepala Anda setelah mengendarai sepeda motor. Dagu Anda akan ditopang dengan baik agar Anda tidak menunduk berlebihan. Tekanan pada kepala dan leher pun berkurang.

### Busa yang lembut dan superelastis

Busa bagian dalamnya yang dapat mengembang ke bentuk semula secara perlahan sangat elastis dan cocok untuk berbagai ukuran leher. Busanya memiliki banyak lubang yang dapat menyerap keringat. Kainnya yang lembut dan halus membuat pijatan terasa nyaman dan tidak pengap.

### Pijat arus mikro EMS

Denyut frekuensi ganda (sedang dan rendah) dihasilkan secara merata dan stabil. Denyut ini menyimulasikan berbagai teknik pijatan, seperti menekan, mengetuk, mengurut, dan memijat serta melemaskan otot-otot leher yang tegang.

### 2 tingkat kompres panas

Lembaran pemanasnya yang tipis menghasilkan panas yang lembut ke area otot inti leher. Nikmati kompres panas sambil memijat untuk melemaskan otot-otot leher yang tegang.

### 4 mode utama dan 12 tingkat intensitas

Bebas padukan berbagai mode dan tingkat intensitas denyut. Nikmati berbagai pengalaman pijatan dengan intensitas rendah hingga tinggi. Tombol-tombolnya memiliki desain cekung dan cembung agar mudah dan nyaman digunakan.

### Tali ekstensi leher

Tali lehernya panjang dan dapat dipasang dengan dua cara. Cocok untuk berbagai ukuran leher dan kebutuhan masing-masing orang.

### Desain ringan

Berat total alat ini hanya 150 g. Alat ini ringan dan mudah dipakai serta tidak membebani tulang belakang leher Anda. Nikmati pengalaman pijatan yang nyaman.

### Daya tahan baterai lama

Alat ini dibekali baterai litium 950 mAh yang dapat bertahan hingga 120 menit dalam kondisi terisi penuh. Selain itu, alat ini juga dibekali kabel pengisian daya tipe C yang praktis dan tentunya memudahkan Anda.



Tanggal dikeluarkan  
2024-04-15

Versi: 2.2.1

EAN: 48 97126 05096 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)