

Philips  
颈部按摩器

EMS 微电流按摩

2 档热敷  
灵活的支撑结构

PPM3306N



## 颈部双重护理

支撑舒缓，按摩放松

专为缓解颈部压力而设计，集微电流按摩和热敷于一体。防弓型可强力支撑下巴，起到颈部支撑作用。多种模式和强度可供选择，适合不同用户。

### 结合头颈部的支撑与按摩

- 头颈部支撑与按摩的突破性结合
- V 形防低头设计
- 灵活的支撑结构
- 柔软的高弹性海绵

### 多重按摩法

- EMS 双频脉冲按摩
- 2 档热敷
- 4 种主要模式和 12 种强度级别

### 无忧使用

- 柔软的颈部延伸带
- 150 克轻盈设计
- 电池寿命长达 120 分钟

**PHILIPS**

## 规格

### 普通参数

- 净重：约 0.15 千克
- 按摩类型：EMS, 热敷
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：170x180x110 毫米
- 颜色：深蓝

### 主要参数

- 工作电压：3.7 V
- 自动关闭时间：10 分钟
- 工作功率：3 W
- 按摩模式：4

- 电池：950 毫安时
- 充电电流：1 A
- 充电端口：USB Type-C
- 充电电压：5 V
- 按摩力度级别：12

### 原产地

- 原产地：中国

### 服务

- 保修期：2 年

## 产品亮点

### 结合头颈部的支撑与按摩

新设计的 V 形防低头结构结合了 EMS 按摩和热敷。按摩的同时，帮助您挺直颈椎，端正坐姿，打造多功能按摩体验。

### 防低头型模型

靠近下巴的区域采用全新打造的 V 形和人体工学设计，适合下巴的弯曲。稳定地支撑下巴，防止过度弯曲，减轻头部和颈部的压力。

### 灵活的支撑结构

内置弯曲弹性支撑架，可以在骑上摩托车后给头部很好的辅助。托住下巴，防止过度弯曲，缓解压力。

### 柔软的高弹性海绵

慢回弹海绵的内芯具有恰到好处的弹性，适合不同的颈部长度。泡沫有多个透气孔，设备上柔软光滑的织物使您的按摩放松、清爽而不闷热。

### EMS 微电流按摩

均匀稳定输出中低双频脉冲，模拟各种按摩技术，如按压、敲击、揉捏和按摩，以及调动颈部肌肉收缩放松。

### 2 档热敷

内嵌有薄发热片，温和的热量渗入颈部的核心肌肉区域。您可以在按摩时享受热敷效果，缓解颈部僵硬感。

### 4 种主要模式和 12 种强度级别

可以自由组合不同模式和脉冲强度级别。强度可以或强或轻，为您提供多样化的按摩体验。按钮采用凹面和凸面图案设计，操作简单方便。

### 颈部延伸带

颈带加长，可通过两种方式连接，以舒适地适应各种颈部尺寸，满足不同人的需求。

### 设计轻巧

整个设备仅重 150 克。轻巧，易于佩戴。不会给颈椎带来额外的负担，打造无负担的按摩体验。

### 持久的电池寿命

内置 950 毫安时锂电池，充满电后可续航 120 分钟。配备了 Type-C 充电线，可随时为电池充电，使其成为良好的旅行伴侣。



发行日期 2024-04-16

版本：1.1.1

EAN: 69 74650 09265 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)